

ro	Compozite ÆLITE™
INFORMAȚII GENERALE	

Sistemul de compozite **ÆLITE** constă din materiale de restaurare dentare pe bază de sticlă fotopolimerizată care oferă estetică excepțională pentru toate clasele de restaurări dentare. Acest sistem este conceput pentru a fi adecvat pentru tehnica cu „restaurări cu compozit unic” și tehnica „asupunare în două etape”.

ÆLITE Aesthetic Enamel - Compozit nanofill durat
Aesthetic Enamel este un compozit nanofill fotopolimerizat, înalt durat, fluorescent. Datorită compoziției sale durabile, **ÆLITE Aesthetic Enamel** poate fi folosit pentru toate clasele de restaurări dentare atât singur cât și în compozit hibrid pentru a contrasta nișele. Nanoparticulele materialelor de umplea contribuie la proprietățile estetice de placare ale **Aesthetic Enamel**. În timp ce materialele de umplea durabile sunt aplicare mai mult pe materialul de umplere, oferind **ÆLITE Aesthetic Enamel** rezistență și durabilitate mai mare.

ÆLITE All-Purpose Body - Compozit microhibrid universal
All-Purpose Body este un compozit microhibrid universal, fotopolimerizat, radiopac. **All-Purpose Body** este conceput pentru a se țineba cu certăță înconjurătoare zăbur când este folosit singur sau prin tehnica de stratificare cu **ÆLITE Aesthetic Enamel**.

ÆLITE LS Posterior - Compozit posterior cu contrastare redusă LS - Low Shrinkage

ÆLITE LS Posterior este un material compozit hibrid pentru a contrasta nișele, radiopac, dens, fotopolimerizat. Datorită conținutului ridicat de material de umplere, **LS Posterior** ajută la stabilirea conturului osului și a compozitului înserpant. În tehnica de stratificare, **Aesthetic Enamel** poate fi plasat peste **LS Posterior**.

Indicații de utilizare:

- Utilizări principale ale **ÆLITE Aesthetic Enamel**:
 - Clasă de smalț pentru restaurările din clasa I, II, III, IV, V, VI
 - Închiderea distanței
 - Plămate dentare
 - Restaurările din compozit și porțelan
 - Achiziția distală parodontic

Utilizări principale ale **ÆLITE All-Purpose Body**:

- Restaurări din clasa I, II, III, IV, V, VI
- Plămate estetice directe pentru mascarea plămatei și anomaliilor
- Contrastare din vâșnă în tehnica stratificată și în tehnica de stratificare
- Restaurări din compozit și porțelan
- Creșterea linguală a restaurărilor anterioare

Utilizări principale ale **ÆLITE LS Posterior**:

- Restaurări din clasa I, II și V
- Contrastare din vâșnă în tehnica stratificată și în tehnica de stratificare

Utilizator ideal: Medic stomatolog ambulator.

Avantaje:

- Clasă de smalț streptococ acid-resistent, clasa II și apă din abundență și sedimentare asistentă medicală. Dacă se aplică în contact cu apă lesnată, obține mediat cu apă din abundență timp de câteva minute.

Precauții:

- Contaminare înlocuibile.
- Produsul poate conține elemente care sunt de unică folosință. Evitați să folosiți utilizare sau restaurări. Nu curățați, nu dezinfectați și nu reutilizați.
- Nu recomandați utilizarea ambalajului igienic de protecție după expirarea pentru a evita orice contaminare a seringii în timpul tratamentului. Dacă secesp devine contaminată, eliminați seringa. Nu curățați și nu dezinfectați.

Precauții:

- Evitați contactul cu pielea, deghinele de (metalic) nepolimerizate pot cauza sensibilizarea cutanată la persoanele susceptibile. În caz de contact, spălați pielea cu apă și săpun.
- Alinați orice utilizări adecvate dentare, contaminarea cu saliva compoziție grăasă aducea la denta.
- Pacienții și personalul stomatologic trebuie să poarte ochelari de protecție.
- Consultați eticheta compozitelor individuale pentru datele de expirație specifice.
- Fiaa cu date de siguranță disponibilă la www.bisco.com.
- Industria de utilizare disponibilă la www.bisco.com.
- Industria de utilizare disponibilă la www.bisco.com.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Selectați tipul dintel și nuanța de compozit **ÆLITE** în funcție de zona și de tipul țesutului dentar.
LS Posterior: pentru Clasa I, Clasa II și Clasa VI
All-Purpose Body: Compozit universal pentru Clasa I - Clasa VI
Aesthetic Enamel: Smalț pentru Clasa I - Clasa VI
Aesthetic Enamel: Smalț pentru compozit și înveliș I - VI

SFAȚURU a știi la alegerea nuanței, direcției o cantitate mică de material pe dinte și fotopolimerizați. Compoziții este ușor de îndepărtat cu ajutorul unui instrument, intruă nu în fea țigii de dinte.

- Curățați preparatul cu o pastă din pulberi abrazivi și apă. Clătiți și uscați preparatul.
- Isolați și preparați distanțele. Dacă după este uscat, opțineți hemostaza, aplicați un strat de 1 mm de TherCaL LCO™ direct pe pulpa expusă și în jurul acesteia, apoi fotopolimerizați timp de 20 de secunde. Dacă preparatul este uscat pe pulpa, aplicați un strat de 1 mm de TherCaL LCO direct deplasându-vă și aplicându-l timp de 20 de secunde.
- Plăsați matricea și aplicați un adeziv conform instrucțiunilor producătorului.
- Distribuiți suma dintel și aplicați un compozit **ÆLITE** pe o lamă de amestecare rotundă mânușă seringi în sens orizontal. (Sugerie: Pentru a preveni deteriorarea materialului în exces din seringa, țineți mânușă în sens anterior mediat după distribuirea cantității dorite.) Dacă folosiți seringa pentru dozare, utilizați compozitul **ÆLITE** direct în preparat.

Precauții:

- Vă rugăm să citiți toate informații de securitate de unică folosință. Nu curățați, nu dezinfectați și nu reutilizați.

OBSEVAȚIE: Proprietățile compozitului în func în mod natural și adese la (și se lipescă de) instrumentul dvs. Pentru a depleți acasă și vizitați, a fost conceput **RĂȘINA MODELATOARE** pentru a ajuta la elipsarea și formarea compozitului dvs. Prin amestecarea instrumentului dvs. cu **RĂȘINA MODELATOARE**, toate restaurările compozite devin ușor de îndepărtat și manipulate în mod ușor.

6. Utilizați nuanța albăstrău introductiv, introducând incrementele de compozit de 1-2 mm în cavitatea pregătită. Fotopolimerizați fiecare adăugare cu o lampă de fotopolimerizare (conținând graficul de fotopolimerizare pentru a ajuta înseamnă de timp de lucru). Mențineți nivelul lampii cât mai aproape posibil de compozit, fără contact. Continuăți aplicarea graficului până ce cavitatea pregătită s-a umplut până la suprafața cavității și restaurarea s-a format corect. Facerea suprafeței din aplicarea finală trebuie fotopolimerizată pe perioadă de timp specificată în graficul de lucru.

Graficul de fotopolimerizare (la 500mW/cm²)		
Produs	Pentru fiecare aplicare graficului de 1-2 mm, fotopolimerizați timp de:	Pentru aplicarea finală, fotopolimerizați fiecare suprafață timp de:
AESTHETIC ENAMEL	20 de secunde	30 de secund
ALL-PURPOSE BODY	20 de secunde	30 de secunde
LS POSTERIOR A1, A2, A3, B1, C2, D3	20 de secunde	40 de secunde
LS POSTERIOR A3, S, C4	40 de secunde	40 de secunde

7. Verificați culoarea și finisaj. Pentru a reduce sau elimina plămatea, aplicați BiCover™ LV Liquid Polish, de asemenea, pot fi folosiți șmirghel pentru suprafață cur și FORTIFY™ sau FORTIFY PLUS conform instrucțiunilor producătorului. Utilizarea oricărei dintre aceste produse va sigla nuanțelor și va reduce uzura și plămatea compozitului.

REȚINE: Se recomandă utilizarea ambalajului igienic de protecție ușor disponibil pentru a evita orice contaminare a seringii în timpul tratamentului.
ELIMINARE: Dacă este necesar, eliminați materialul în siguranță. În absența acestora, contactați reprezentanții naționali sau regionali cu privire la eliminarea adecvată.
DEPĂZĂRI: Depozitați la temperatura camerei (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).
GARANȚIE: BISCO, Inc. nu garantează rezistența la uzură a produselor dentare, dacă se dăvinează a fi defecte. BISCO, Inc. nu va asuma răspunderea pentru eventuale daune sau pierderi, directe sau indirecte, provenind din înțeles sau înabiltățile de înțeles a producătorilor compozitelor dentare. Înțelesul este reprezentat în utilizatorul și detalierea conformației materialelor cu scopul utilizării. Utilizatorul își asumă riscul și răspunderea în legătură cu acestia.
NOTIFICARE: Raportul unor incident prin BISCO și a autoritatea competentă a statului membru al UE în care este stabilit utilizatorul găsiți pe pagina 10.

1. **TherCaL** este marca înregistrată a BISCO, Inc.
2. **RĂȘINA MODELATOARE** este fabricată de BISCO, Inc.
3. **ÆLITE, BiCover** și **FORTIFY** sunt mărci înregistrate ale BISCO, Inc.

sk	ÆLITE™ kompozity
VEŠECNÉ INFORMÁCIE	

Systém kompozitů **ÆLITE** se skládá ze světlých tuhých složek materiálu zobrazeného na obrázku. Tyto složky vytvářejí estetiku pro všechny třídy přímých rekonstrukcí. Tento systém je navržen tak, aby byl vhodný pro techniku jednorázového restaurování a techniku „náplastování vrstev”.

ÆLITE Aesthetic Enamel – kompozit nanofillový

Aesthetic Enamel je světlou hmotou, vysokou pevností kompozitů a nanopřílností. Vďaka vysokému obsahu zbraňky môže byť výrobok **Aesthetic Enamel** použitý na všetky triedy priamych rekonštrukcií. Navrhnutý podľa princípu „náplastovanie vrstiev” je vhodný na výrobu **Aesthetic Enamel**, výbornou voľbu za účelom prekrývajúceho vrstveného restaurovania. Zaujímavosťou **Aesthetic Enamel** maslujúceho prvotného ošetrovania.

ÆLITE All-Purpose Body – univerzálny mikrohybridný kompozit

All-Purpose Body je svetlou hmotou, odolnosťou, univerzálny mikrohybridný kompozit. Kompozit **All-Purpose Body** je navrhnutý tak, aby ľahko a dokonalým spôsobom pri samostatnom použití alebo pri technike vrstveného výtvarného **ÆLITE Aesthetic Enamel**.

ÆLITE LS Posterior – zafarbený kompozit s nízkym smrčkovacím

ÆLITE LS Posterior je svetlou hmotou, vysokou pevnosťou, odolnosťou, univerzálny mikrohybridný kompozit s nízkym smrčkovacím. Vďaka vysokému obsahu zbraňky možno výrobok **LS Posterior** vybrať pri obzvlášť náročných kontách a inštrumentálnych kontrastoch. Pri použití techniky vrstveného môže byť výrobok **Aesthetic Enamel** umiestnený na výrobok **LS Posterior**.

Indikácie používania:

- Načíslenie poškodených zubov **ÆLITE Aesthetic Enamel**:
 - Intenzívne sklovin pre restaurované tried I, II, III, IV, V, VI
 - Zaplnenie diastém
 - Plánovanie lakú
 - Kompozit v porcelánových opravy
 - Dobavenie periodontálne postihnutých zubov

Hlavné použitia výrobku **ÆLITE All-Purpose Body**:

- Restaurácie tried I, II, III, IV, V, VI
- Plánovanie estetické farby na maskovanie škvŕn a anomálií
- Contrastare din vâșnă în tehnica stratificată și în tehnica de stratificare
- Kompozit v porcelánových opravy
- Lingválny inkrement predných rekonštrukcií

Hlavné použitia výrobku **ÆLITE LS Posterior**:

- Rekonštrukcie tried I a II
- Výplňa distálnych zubných štrôbných zbraň

Zaujímavý poznávk: Zaujímavý a prírodnou imitáciou.

Výhody:

- Výrobok náhodného vlnenia do oka vyhládne veľkým množstvom vody a okamžite vytvrdí jeho pomocou. V prípade kontaktu s inými kvapalinami či hmotou opožičte veľkým množstvom vody po dobu niekoľkých minút.

Upozornenie:

- Výrobok môže obsahovať poškody, ktoré sú určené na jednorázovú použitie. Použítie alebo kontaminované výrobky spôsobí nežiaduce nežiaduce, nedesinficovať ani nepoužívať opakovan.
- Odporúča sa používať bezne dostupný hygienický ochranný ošpat, aby sa zabránilo akýchkoľvek kontaminácií streptokok počas lakú. Aby sa streptokok kontaminuje, zvládnuť jeho nežiaduci nedesinficovať.

Špeciálne opatrenia:

- Zabráňte kontaktu s pokožkou. Neopierajte tvárou (netlačte) alebo žuvou do očí/výtok do spojivky sersibilizujúce poškody. V prípade kontaktu pokožku umyte mydlom a vodou.
- Pri používaní dentálnych špičiek kontaminácia sliznami môže nastať dohodovanie dentu.
- Pacient i personál zubnej ambulancie musia nosiť ochranné okuliare.
- Kontrolujte dátum expirácie náležite na štítkoch jednotlivých kompozitov.
- Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie.
- Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na webovej stránke www.bisco.com.
- Podmienky používania sú k dispozícii na požiadanie.
- Podmienky používania sú k dispozícii na webovej stránke www.bisco.com.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

1. Vyberte požadovaný typ a odtieň kompozitu **ÆLITE** pred začatím prípravou zuba.
LS Posterior: za triede I a II v
All-Purpose Body: univerzálny kompozit za triede I- VI
Aesthetic Enamel: sklovin pre triedy I - VI

TPN na pomoc pri výbere odtieňa naneste malú množstvo materiálu na zub a vytvorte. Kompozit sa ľahko odtieňní pomocou nástroja, keďže ešte neboli obnavení k zuba.

- Kavitu pripravte skladou a správne umiestnení prahmi gle klínové upotrebu kompozitu. Kvalitne spele in použite.
- Isolažie in pripravte zub. Če je zbraň pulpa izopuzývajúca: uzavrite hemostazou, 1mm slój izobka TherCaL LCO™ naneste nepriamo na izopuzývajúcu pulpu in okolú če zbraň pulpa izopuzývajúca. 20 sekund. Če je pripravna površina biela pulpa, 1mm slój izobka TherCaL LCO™ naneste kot izobku in svetlobno styžte 20 sekund.
- Naneste matricu in aplikujte un adeziv na pulpu. Aplikujte un kompozit **ÆLITE** pe lamu z amestecare rotundú mânušú seringi in sens orizontal. (Sugerie: Ko je žena kolíková izotvrdziva, držažte kolík obráten v smeroch smerej utraha kazica, da prepobete estetické premenenie materiálu in brizga.) Če upotrebuje korice za ošetrovanie povrchových vrstiev, kompozit **ÆLITE** najprvo nepoužite v priprav.
- Umožnite matricu a aplikujte un kompozit **ÆLITE** pe lamu z amestecare rotundú mânušú seringi in sens orizontal. (Sugerie: Ko je žena kolíková izotvrdziva, držažte kolík obráten v smeroch smerej utraha kazica, da prepobete estetické premenenie materiálu in brizga.) Če upotrebuje korice za ošetrovanie povrchových vrstiev, kompozit **ÆLITE** najprvo nepoužite v priprav.

Previdnostni ukrepi:

- Kontak z odmerjanje posameznih delov ni namenjene le enkratni uporabi. Konice ne čistite, razkužujte in ne uporabljajte večkrat.

Špeciálne opatrenia:

- Jednorázovú použitie sú len na jedno použitie. Nečistite, nedesinficovať ani nepoužívať opakovan.

POZNAMKA: Vlastnosti kompozitu majú prímružnú tendenciu opožičť jeho príslušne (prilipenie) k nástroju. Na prekrojenie lepkavosť bu vytvrdiť výrobok MODELING RESIN™, ktorý pomáha pri umiestňovaní a formovaní kompozitov. Každé navrhnuté nástroje výrobkom MODELING RESIN™ umocni ľahko umiestnenie výrobku priamych kompozitných rekonštrukcií a ich jednodušiu tvarovanie.

6. Umiestnite 1 – 2 mm inkrement vrstveného ošetrova kompozitu pripravy kvality. Každý inkrement vytvrdzte pomocou vrstveného svetelnej jednotky (pozrite si tabuľku vytvrdzovania, v ktorú náležite vstúpnúť do vytvrdzovania). Prvá vrstva ošetrova kompozit, Mäkučký nájdní a ošetrova s kompozit, Pokračujte vo vŕšťovaní, kým nie je príprava kvality vyhovujú do úzorne povrchového okraja kvality a kým rekonštrukcia nedosahuje požadovaný tvar. Každý zovrch konečného inkrementu by mal byť vytvrdzovaný svetlom po dobu uvedenú v tabuľke vytvrdzovania.

Tabuľka vytvrdzovania (pri 500mW/cm²)		
Výrobok	Každý 1 – 2 mm inkrement vytvrdzujte svetlom:	V prípade posledného inkrementu vytvrdzujte svetlom každú pozost:
AESTHETIC ENAMEL	20 sekúnd	30 sekúnd
ALL-PURPOSE BODY	20 sekúnd	30 sekúnd
LS POSTERIOR A1, A2, A3, B1, C2, D3	20 sekúnd	40 sekúnd
LS POSTERIOR A1, A2, A3, B1, C2, D3	20 sekúnd	40 sekúnd
LS POSTERIOR A3, S, C4	40 sekúnd	40 sekúnd

7. Konečnú obdržažie in prevratte okružku. Če želite zmraziť all opravy poňaranie, naneste površínou lesťeno maso z serigi BiCover™ LV Liquid Polish, kol je napr. FORTIFY™ au FORTIFY PLUS, kol je ľahko dostupný v skladu s navodmi použivania. Z upotrebu hlt izobku zobete zastavení roboty bez zmrázňajú obrábu in obránu kompozitu.

SAUTAZKA: Ošetrova sa používať bezne dostatočný hygienické ochranné ošpat, aby sa zabránilo akýchkoľvek kontaminácií streptokok počas lakú.
ELIMINACE: Každé potrebné množstvo kompozitu odstráňte pomocou nástroja. V prípade potreby použite veľké množstvo vody.
SKLADOVANIE: Skladujte pri izbovej teplote (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).
ZÁKAZKA: Spoločnosť BISCO, Inc. nezabíja svoju zodpovednosť za výmenu výrobkov, ak sa preukáže, že sú chybné. Spoločnosť BISCO, Inc. nezodpovedá za žiadne škody ani zbraň, priamo alebo nepriamo, ktoré by mohli vyplývať z používania alebo nemohuť používať výrobky, ako sú iné výrobky. Pred použitím je používateľ zodpovedný za určenie vhodnosti náležite na určenie použitia. Používateľ prevrá všetky štíky a upozornenia s tým spojené.
OVĚŠTVO: O vankoví resnení nepoužíte porážku dŕžu BISCO in príslušnému orgánu štátu, v ktorom bol výrobok používaný analýzo biela povrch.

Súčasť informácií o bezpečnosti a klinickej účinnosti náležite na stránke <https://inc.euroa.autoclaimed.com> alebo ho získate na vyžiadanie.

- TherCaL je registrovaná ochranná známka spoločnosti BISCO, Inc.
- MODELING RESIN vyrába spoločnosť BISCO, Inc.
- RĂȘINA MODELATOARE este fabricată de BISCO, Inc.
- ÆLITE, BiCover a FORTIFY sunt mărci înregistrate ale BISCO, Inc.

sl	Kompoziti ÆLITE™
SPLOŠNE INFORMACIJE	

Sistem kompozitov **ÆLITE** vključuje svetlobno stišljivo materiale za zobne restoracije na osnovi smole, ki zagotavljajo izjemno estetske rezultate za najrazličnejše restoracije. Sistem je primeren za tehniko restoriranja v enim kompozitu in tehniko vrstnega poliranja.

ÆLITE Aesthetic Enamel – oplašni nanofillni kompozit

Aesthetic Enamel je svetlobno stišljivo, z nanofilno možno oplašni fotopolimerizirano, fluorescentno, perforirano in lahko polirano. Pri aplikaciji lahko skleninski moud mnd uporablja pri vseh vrstah neposrednih restoracij. Navrheno po principu „náplastovanje vrstev” je primárno za výrobo **Aesthetic Enamel**, výbornou voľbu za účelom prekrývajúceho vrstveného restaurovania. Zaujímavosťou **Aesthetic Enamel** maslujúceho prvotného ošetrovania.

ÆLITE All-Purpose Body – univerzálny mikrohibridný kompozit

All-Purpose Body je svetlobno stišljivo, odolnosťou, univerzálny mikrohibridný kompozit. Kompozit **All-Purpose Body** je zasnovan tako za samostatno uporabo, pri čemer se šteje za odkličen in obrabten ali **ÆLITE Aesthetic Enamel**.

ÆLITE LS Posterior – zafarbený kompozit s nízkym smrčkovacím

ÆLITE LS Posterior je svetlobno stišljivo, vysokou pevnosťou, odolnosťou, univerzálny mikrohybridný kompozit s nízkym smrčkovacím. Vďaka vysokému obsahu zbraňky možno výrobok **LS Posterior** vybrať pri obzvlášť náročných kontách a inštrumentálnych kontrastoch. Pri použití techniky vrstveného môže byť výrobok **Aesthetic Enamel** namontovaný na výrobok **LS Posterior**.

Indikácie za uporabo:

Pričimati krysova li **ÆLITE Aesthetic Enamel**:

- Ošetrova smolki za zobne restorácie I, II, III, IV, V, VI
- Zaplnje diastém
- Plánovanie lakú
- Kompozit v porcelánových opravy
- Ošetrova za periodontálne postihnutých zobe

Glavni načini uporabe kompozita **ÆLITE All-Purpose Body**:

- Popraski razstovlje tried I, II, III, IV, V, VI
- Plánovanie estetické farbe na maskovanje škvŕn in anomálií
- Contrastare din vâșnă în tehnica stratificată și în tehnica de stratificare
- Popraski kompozit v porcelána
- Lingválny inkrement predných rekonštrukcií

Glavni načini uporabe kompozita **ÆLITE LS Posterior**:

- Popraski razstovlje I, II in V
- Dopajnje pri zbraňevanju vrstveného zbraň struktura

Previdnostni uporabni: zobraževanje z izencu

Opozorila:

- Če izdelki posameznih poročkov in izencu, izperite z obilo vode in lahko poškodo zbraňovno kompozit. Če stikujete z drugimi tekočinami, vključno z vodo, vedno izperite večkrat minut.

Pozor:

- Izdelki lahko vsebuje elemente, ki so namenjeni zgolj za uporabo. Uporabljajte jih skrbno kot ostre zavrtice. Konice ne čistite, razkužujte in ne uporabljajte večkrat.
- Za preprečevanje okužbe brezne dostupny hygienický ochranný ošpat, aby sa zabránilo akýchkoľvek kontaminácií streptokok. Okružku brizga zavrtice. Okružku drženi ab. Moa e pacient ani dezinficovati.

Previdnostni ukrepi:

- Zabráňte kontaktu s rukou. Neopierajte tvárou (netlačte) alebo žuvou do očí/výtok do spojivky sersibilizujúce poškody. Če stikujete s drugimi tekočinami, vključno z vodo, vedno izperite večkrat minut.
- Pri uporabi zobnih ključ lahko kontaminacija s slino zaradi postavljenke vzroca dentna.
- Vzročno ozdala mora nositi ošpatne, nadjie ma pehlymly mezikon sa lepami kolice in dentině.
- Svoj upotřebite in navedite na paznamcích kompozitov.
- Naravně lži je na voľno za zbraň.
- Plata e štítku lži je signálne ošpatu je pa www.bisco.com.
- Naravně za upotřebite na voľno za zbraň.
- Podmienky používania sú k dispozícii na www.bisco.com.

NAVOLTA ZA UPORABO

1. Pred izobčijo in pripravu zoba izberte želeno vrsto in odtieň kompozita **ÆLITE**.
LS Posterior: za triede I a II v
All-Purpose Body: univerzálny kompozit za triede I- VI
Aesthetic Enamel: sklovin pre triedy I- VI

NAVJET: Za lakú izobro ošetrova naneste na zob najprvo kolčno material in ga stište. Kompozit ne veľha na zub, zato ga lahko prepustilo odstranite z instrumentom.

- Kavitu pripravite skladou a správno umiestnení prahmi gle klínové upotrebu kompozitu. Kvalitno spele in použite.
- Isolažie in pripravte zub. Če je zbraň pulpa izopuzývajúca: uzavrite hemostazou, 1mm slój izobka TherCaL LCO™ naneste nepriamo na izopuzývajúcu pulpu in okolú če zbraň pulpa izopuzývajúca. 20 sekund. Če je pripravna površina biela pulpa, 1mm slój izobka TherCaL LCO™ naneste kot izobku in svetlobno styžte 20 sekund.
- Naneste matricu in aplikujte un adeziv na pulpu. Aplikujte un kompozit **ÆLITE** pe lamu z amestecare rotundú mânušú seringi in sens orizontal. (Sugerie: Ko je žena kolíková izotvrdziva, držažte kolík obráten v smeroch smerej utraha kazica, da prepobete estetické premenenie materiálu in brizga.) Če upotrebuje korice za ošetrovanie povrchových vrstiev, kompozit **ÆLITE** najprvo nepoužite v priprav.
- Umožnite matricu a aplikujte un kompozit **ÆLITE** pe lamu z amestecare rotundú mânušú seringi in sens orizontal. (Sugerie: Ko je žena kolíková izotvrdziva, držažte kolík obráten v smeroch smerej utraha kazica, da prepobete estetické premenenie materiálu in brizga.) Če upotrebuje korice za ošetrovanie povrchových vrstiev, kompozit **ÆLITE** najprvo nepoužite v priprav.

Previdnostni ukrepi:

- Kontak z odmerjanje posameznih delov ni namenjene le enkratni uporabi. Konice ne čistite, razkužujte in ne uporabljajte večkrat.

OPOMBA: Kompozit se lahko opožiči (prilipi) na val instrument. Za prepobanje opožice na instrument je bila razvila smola MODELING RESIN™, ki olajša nanasjanje in obdržanje kompozitov. Instrument rabi omolže a smola MODELING RESIN, lahko prepobite nanasjanje in obdržate (obdržate) vse neposredne kompozitne restoracije.

6. Umestite 1 – 2 mm inkrement vrstveného ošetrova v slój po 1-2 mm. Vsaak slój polimerizujte (za časovne intervale stišvanje glejte preglednico stišvanja). Svetlobno ošetrova držte kolík obráten v smeroch smerej utraha kazica, da prepobete estetické premenenie materiálu in brizga.) Če upotrebuje korice za ošetrovanie povrchových vrstiev, kompozit **ÆLITE** najprvo nepoužite v priprav.

Preglednica stišvanja (pri 500 mW/cm²)		
Izdelak	Vsaak 1–2 mm slój svetlobno stišujte:	Vsaak pozostijo končnega slója svetlobno stišujte:
AESTHETIC ENAMEL	20 sekund	30 sekund
ALL-PURPOSE BODY	20 sekund	30 sekund
LS POSTERIOR A1, A2, A3, B1, C2, D3	20 sekund	40 sekund
LS POSTERIOR A1, A2, A3, B1, C2, D3	20 sekund	40 sekund