

BISCO


SELECT HV[®] ETCH[®] High Viscosity

35% Phosphoric Acid Etchant

SELECT HV[®] ETCH (35%) 0459

SELECT HV[®] ETCH (35%) w/BAC

Instructions for Use



IN-190R12

Rev. 9/19

CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist.

SELECT HV[®] ETCH

35% Phosphoric Acid Etchant

GENERAL INFORMATION

BISCO's new **SELECT HV ETCH** allows for precise selective placement. This etchant provides flexibility, yet is just viscous enough to prevent migration. Selective etching provides a deep phosphoric acid coat on the enamel margins while maintaining the benefits of your self-etch adhesive, such as low postoperative sensitivity and moisture tolerance during the cure. The selective or non-selective etching provides a more aesthetic restoration as the enamel margin. The visually brilliant coloring of this new line of etch also makes this phosphoric acid ideal for everyday etching where deep color differentiation is important. BISCO's **SELECT HV ETCH** is an phosphoric acid (H₃PO₄), intended for use on enamel, dentin, and as a cleaning agent for restorative substrates. **SELECT HV ETCH** will effectively remove the smear layer, etch and demineralize enamel and dentin, and remove the necessary components for successful bonding. The etchant returns easily cleanly and quickly, leaving no residue. **SELECT HV ETCH** is also available with benzalkonium chloride (BAC), an antimicrobial agent. Research confirms the development of residual bacterial inhibition zone of up to 10 mm, when challenged (in-vitro) with Actinomycos viscosus **NOTE:** The inclusion of benzalkonium chloride has not been shown to correlate with a reduction in secondary decay in patients. In-vitro clinical studies to evaluate the effects of benzalkonium chloride on oral bacteria or caries have not been performed.

Indications For Use:

- Etching dentin and enamel
- Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended.
- Cleaning agent on dental restorative materials

- Warnings:**
- The phosphoric acid in the etchant is a severe eye and skin irritant. Injury may result if the etchant is allowed to remain on the skin or mucosa for extended periods of time. In case of contact with other tissues, rinse immediately with plenty of water for several minutes.
 - If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately.

Cautions:

Precaution: Product may contain terms that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.

Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. If syringe becomes contaminated, discard. Do not clean or disinfect.

Precautions:

- Keep away from direct sunlight. Prolonged exposure to sunlight could cause a discoloration of the etchant; this will not compromise the efficacy of the product.
- Test the application of Etchant on a mixing pad or glass slab, BEFORE use on patients so to become familiar with the pressure required to dispense the Etchant from the tip. Never use intracarily before checking flow tip. Never use on patient or on lingual to start flow intracarily, this could result in a subsequent uncontrolled discharge of material, if the etchant tip pack to suction from the back of the syringe. Dispense using new tip and verify flow before use on patient.
- Plophy pastes containing oil or fluoride should not be used as these additives may interfere with etching.
- Use individual component labels for specific expiration dates.
- Always use the etchant with copious amounts of water.
- Safety data sheet available at www.bisco.com.

SELECT HV 30 ML BULK SYRINGE

- Property connect and secure the bulk syringe to the unit dose syringe. System will be fully engaged prior to extruding and containing the effluent purple acid.
- Do not apply force to connect the two systems as it could result in breakage of either syringe connecting Luer.
- Do not apply force to the back of the piston while syringe is capped, has unit dose attached or a without tip on syringe. Pushing back and forth will break about 1/4 inch of the barrel and will extend out the back end of the syringe.
- If bulk syringe is neither capped nor has attached unit dose syringe, material may burst out from tip on syringe.
- Recap bulk syringe while not in use to keep material from drying and getting back into box. Do not forcefully place syringe down with tip in the air as material may splash.
- Do not transfer material back and forth between bulk and unit dose syringe as it may cause air pockets and possible cross-contamination.

NOTE: Be sure to observe the 30 ml bulk syringe

- Material may be contained between the piston and wall of barrel. Product is still in usable condition.
- If observed that material does not extrude into unit dose syringe, secure unit syringe onto bulk syringe system and draw the barrel back to suction the tip of the bulk syringe. Dispense using unit dose syringe, and release air. Repeat as necessary until material begins to extrude into unit dose syringe.

NOTE: Be sure to observe the Unit Dose Syringe

- Unit dose syringe plunger may pop out back if fully loaded. Gently pull back on unit dose syringe plunger to extrude material and dispense.
- Control dispensing tip securely, which may impede result in leakage or accurate spacing.
- Single use only. Otherwise may result in cross-contamination. Discard after use.

If using **SELECT HV ETCH** 30 ml bulk syringe system, proceed as follows:

- Attach the pre-attached unit dose syringe to the back of the bulk syringe by turning the Luer lock to the unit dose syringe lightly on to the male thread of bulk syringe system syringe.

Indications for Use:

- Azén von Dentin und Zahnschmelz
- Selektives Azén des Zahnschmelzes

Reinigungszubehör auf dentalen Restaurationsmaterialien

Warnings:

- Die im Ätzel enthaltene Phosphorsäure reizt Augen und Haut stark. Es kann zu Verätzungen kommen, wenn das Ätzel längere Zeit auf Haut oder Schleimhaut einwirkt. Im Falle eines Kontakts mit anderen Gewebe Ätzel sofort mit Wasser abwaschen und ärztliche Hilfe anfordern.

Wenn das Ätzel versehentlich ins Auge spritzt, mit reichlich Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Warnhinweise:

Dies Produkt kann Komponenten enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Entsorgen Sie gebrauchte oder verunreinigte Tps. Nicht reinigen, desinfizieren oder wiederverwenden.

- Es wird empfohlen, eine handelsübliche hygienische Schutzkleidung zu verwenden, um eine Kontamination der Spritze während der Behandlung zu vermeiden. Wenn die Spritze verunreinigt ist, entsorgen Sie sie.
- Nicht reinigen oder desinfizieren.

Vorichtsmaßnahmen:

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Durch längere Sonneneinstrahlung kann es zum Farbverloer des Ätzelags kommen, dies hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Ätzelags.

Die Anwendung des Ätzelgs VOR der Anwendung am Patienten auf einem Mischblock oder einer Gasplatte über, um sich mit dem Druck vertraut zu machen, der nötig ist, um das Ätzelg aus der Spitze zu drücken. Nennlich im Druckschritt anwenden, ohne gegen den Fluss aus der Spitze zu drücken. Nennlich erst im Mundraum Druck auf den Kolben ausüben, um das Austragen des Ätzelgs zu starten; dies könnte zu einem ungewollten Herzstrapsen des Mittels führen. Falls es bei der Anwendung zu einer Störung des Materialflusses kommt, die Behandlung sofort UMSCHENKEN. Eine neue Spitze aufsetzen und den Fluss des Ätzelgs überprüfen. Bei einem Patientendruck fortgehen wird.

Es sollten keine 0- oder fuhrndigen Propfy-Pasten verwendet werden, da diese Zusatzén zum Ätzelungs befeuchten können. Siehe Gebrauchsinstruktionen für restorative Materialien zu vermeiden. Diese Zusatzén sind für einmalige Verwendung vorgesehen.

Sicherheitshinweise für den Anwender:
 • Sicheres Abnehmen der Verpackung auf www.bisco.com
 • Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich unter www.bisco.com

- Entziehen der Spritze
- Beim Anschluß der beiden Systeme können übermäßiger Druck ausüben, da dies zum Zerschneiden der Spritze oder des Luer-Anschlusses innerhalb von Sekundenbruchteilen führen kann.
- Keinen übermäßigen Druck auf den Kolben ausüben, während die Kappe auf der Spritze sitzt, sie mit der Einheitslösung verbunden ist oder die Spitze oder Spritze nicht angebracht ist.
- ist die Kappe oder die Einheitslösung angebracht, kann die Substanz um den Kolben laufen und zwischen den Kolben und der Zylinder des Mischblock einziehen oder aus dem hinteren Ende der Spritze ausströmen.
- Falls die Bulk-Spritze weder mit der Kappe versehen noch die Einheitslösung angebracht ist, kann die Substanz aus der Spitze oder Spritze austreten.
- Die Kappe der Bulk-Spritze weder aufsetzen und sie vorsichtig zurück in die Schachtel legen, während sie nicht gebraucht wird, um ein Ausströmen des Materials zu verhindern. Die Spritze nicht schwungvoll ablegen, bis es dabei zu einem Ausströmen des Materials kommt.
- Die Kappe nicht austauschen, zwischen der Bulk- und der Einheitslösung austauschen, da dies zu Luftbläszen und Kreuzkontamination führen kann.

INSTRUKTIONEN D'UTILISATION

1. Mordanze de la dentine et de l'émail

- Retirer le capuchon blanc de la seringue d'application contenant l'agent de mordançage.
- Fluer l'embuti bleu clair page 25 sur la seringue de 1,2 ml ou l'embuti bleu foncé page 22 sur la seringue de 5 g.
- Vérifier le débit du produit et régler la pression de mise en application intrinsèque. Appliquer une petite quantité de gel sur un bloc de la gaze afin de bien connaître sa viscosité.

Si la surface à mordançer n'a pas été récemment traitée, nettoyer avec un mélange de ponce et d'eau. Les pâtes prophylactiques contenant des corps gras ou fluorés ne doivent pas être utilisées car ces additifs peuvent interférer avec le mordançage. Bien rincer.

Isolation : Une digue en caoutchouc est la méthode de choix pour l'isolation.

Appliquer l'agent de mordançage directement sur les surfaces à mordançer. Laisser le produit agir pendant 15 secondes. Retirer abondamment le produit à l'aide d'une seringue à 35% d'acide phosphorique SELECT HV[®] ETCH[®].

Appliquez l'agent de mordançage directement sur les surfaces à mordançer. Laissez le produit agir pendant 15 secondes. Retirez abondamment le produit à l'aide d'une seringue à 35% d'acide phosphorique SELECT HV[®] ETCH[®].

Agent de nettoyage de surface des matériaux de restauration

1. SELECT HV ETCH peut être utilisé sur les matériaux de restauration pour éliminer efficacement les contaminants organiques. Appliquer l'agent de mordançage sur la surface pendant 30 secondes et rincer abondamment à l'eau.

NOTE: BISCO recommande de préparer le substrat avec PORCELAIN PRIMER[®], BIS-SILANE™ ou Z-PRIME™ Plus sur les substrats, avant l'assilage suivi de l'application à l'acide phosphorique.

Die Substanz nicht unmittelbar zwischen der Bulk- und der Einheitslösung austauschen, da dies zu Luftbläszen und Kreuzkontamination führen kann.

HAUWES: Stets af på 30 ml-Bulk-Spritze achten.

Material kann zwischen dem Kolben und die Zylinderwand dringen. Das Produkt ist dann weiterhin verwendbar.

Wenn keine Substanz in die Einheitslösung austritt, diese am Bulk-Spritzensystem anbringen und vorsichtig zurück ziehen, um die Luft aus der Spitze zu saugen. Die Einheitslösung abnehmen und die Luft herauströcken. So oft wie nötig wiederholen, bis die Substanz in die Einheitslösung ausströmen beginnt.

HAUWES: Stets af på Einheitslösung achten.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, ziehen aus der Spitze herauszuziehen, wenn er zur stark zurückgezogen wird. Vorsichtg am Kolben der Einheitslösung ziehen, um die Substanz zu extrudieren.

Die Dosisersitze sicher anbringen, so dass keine Leertüte entstehen kann bzw. eine übermäßige Menge der Substanz austreten.

Nur einmal entnehmen. Andernfalls kann es zu einer Kreuzkontamination kommen. Nach dem Gebrauch entsorgen.

1. Beim Gebrauch des ÄTZMITTELS von BISCO 30 ml-Bulk-Spritzensystems ist wie folgt vorzugehen:

A. Die vorbeschriebene Spitze mit der Emaltlösung (1,2 ml) mit dem Ende der Bulk-Spritze verbinden, indem der Luer-Anschluss der Spitze fest auf die Verströbung der Spitze des Bulk-Spritzensystems gedrückt wird.

NOTE: Die Einsaugung der Einheitslösung in die Spritze wird durch den Druck des Produktes und der Einheit gelöst.

Die Kappe der Bulk-Spritze nicht aufsetzen und sie vorsichtig zurück in die Schachtel legen, während sie nicht gebraucht wird, um ein Ausströmen des Materials zu verhindern. Die Spritze nicht schwungvoll ablegen, bis es dabei zu einem Ausströmen des Materials kommt.

Die Kappe nicht austauschen, zwischen der Bulk- und der Einheitslösung austauschen, da dies zu Luftbläszen und Kreuzkontamination führen kann.

HAUWES: Stets auf die 30 ml-Spritze aufpassen.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, diese am Bulk-Spritzensystem anbringen und vorsichtig zurück ziehen, um die Luft aus der Spitze zu saugen. Die Einheitslösung abnehmen und die Luft herauströcken. So oft wie nötig wiederholen, bis die Substanz in die Einheitslösung ausströmen beginnt.

HAUWES: Stets auf die Einheitslösung achten.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, ziehen aus der Spitze herauszuziehen, wenn der Druck zurückgezogen wird. Vorsichtg am Kolben der Einheitslösung ziehen, um die Substanz zu extrudieren.

Die Dosisersitze sicher anbringen, so dass keine Leertüte entstehen kann bzw. eine übermäßige Menge der Substanz austreten.

Nur einmal entnehmen. Andernfalls kann es zu einer Kreuzkontamination kommen. Nach dem Gebrauch entsorgen.

1. Beim Gebrauch des ÄTZMITTELS von BISCO 30 ml-Bulk-Spritzensystems ist wie folgt vorzugehen:

A. Die vorbeschriebene Spitze mit der Emaltlösung (1,2 ml) mit dem Ende der Bulk-Spritze verbinden, indem der Luer-Anschluss der Spitze fest auf die Verströbung der Spitze des Bulk-Spritzensystems gedrückt wird.

NOTE: Die Einsaugung der Einheitslösung in die Spritze wird durch den Druck des Produktes und der Einheit gelöst.

Die Kappe der Bulk-Spritze nicht aufsetzen und sie vorsichtig zurück in die Schachtel legen, während sie nicht gebraucht wird, um ein Ausströmen des Materials zu verhindern. Die Spritze nicht schwungvoll ablegen, bis es dabei zu einem Ausströmen des Materials kommt.

Die Kappe nicht austauschen, zwischen der Bulk- und der Einheitslösung austauschen, da dies zu Luftbläszen und Kreuzkontamination führen kann.

HAUWES: Stets auf die 30 ml-Spritze aufpassen.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, diese am Bulk-Spritzensystem anbringen und vorsichtig zurück ziehen, um die Luft aus der Spitze zu saugen. Die Einheitslösung abnehmen und die Luft herauströcken. So oft wie nötig wiederholen, bis die Substanz in die Einheitslösung ausströmen beginnt.

HAUWES: Stets auf die Einheitslösung achten.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, ziehen aus der Spitze herauszuziehen, wenn der Druck zurückgezogen wird. Vorsichtg am Kolben der Einheitslösung ziehen, um die Substanz zu extrudieren.

Die Dosisersitze sicher anbringen, so dass keine Leertüte entstehen kann bzw. eine übermäßige Menge der Substanz austreten.

Nur einmal entnehmen. Andernfalls kann es zu einer Kreuzkontamination kommen. Nach dem Gebrauch entsorgen.

1. Beim Gebrauch des ÄTZMITTELS von BISCO 30 ml-Bulk-Spritzensystems ist wie folgt vorzugehen:

A. Die vorbeschriebene Spitze mit der Emaltlösung (1,2 ml) mit dem Ende der Bulk-Spritze verbinden, indem der Luer-Anschluss der Spitze fest auf die Verströbung der Spitze des Bulk-Spritzensystems gedrückt wird.

NOTE: Die Einsaugung der Einheitslösung in die Spritze wird durch den Druck des Produktes und der Einheit gelöst.

Die Kappe der Bulk-Spritze nicht aufsetzen und sie vorsichtig zurück in die Schachtel legen, während sie nicht gebraucht wird, um ein Ausströmen des Materials zu verhindern. Die Spritze nicht schwungvoll ablegen, bis es dabei zu einem Ausströmen des Materials kommt.

Die Kappe nicht austauschen, zwischen der Bulk- und der Einheitslösung austauschen, da dies zu Luftbläszen und Kreuzkontamination führen kann.

HAUWES: Stets auf die 30 ml-Spritze aufpassen.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, diese am Bulk-Spritzensystem anbringen und vorsichtig zurück ziehen, um die Luft aus der Spitze zu saugen. Die Einheitslösung abnehmen und die Luft herauströcken. So oft wie nötig wiederholen, bis die Substanz in die Einheitslösung ausströmen beginnt.

HAUWES: Stets auf die Einheitslösung achten.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, ziehen aus der Spitze herauszuziehen, wenn der Druck zurückgezogen wird. Vorsichtg am Kolben der Einheitslösung ziehen, um die Substanz zu extrudieren.

Die Dosisersitze sicher anbringen, so dass keine Leertüte entstehen kann bzw. eine übermäßige Menge der Substanz austreten.

NOTE:

1. Le piston de la seringue d'application utilise peut ressortir s'il est tiré trop rapidement en arrière. Tirer doucement en arrière le piston de la seringue d'application utilise pour aspirer le matériau.

2. Evitez consciencieusement d'appliquer ou de faire un tirage excessif, sous peine d'obtenir un surappât sur la paroi.

3. Exclurement à usage unique, au risque de provoquer une contamination croisée. Jeter après utilisation.

1. En cas d'utilisation des agents de mordançage BISCO en 1,2 ml ou 5 g, procéder comme suit:
 a. Fixer la seringue d'application utilise pré-étiquetée (1,2 ml) à l'étrémité de la main-seringue en tournant fermement la connexion de type Luer Lock de la seringue d'application utilise sur le fléange mâle de la main-seringue.

b. Une fois la connexion sécurisée, tirer doucement en arrière le piston de la seringue de 1,2 ml afin d'aspirer la quantité de matériau souhaitée.

c. Si la seringue change de dot pas être utilisée immédiatement, la refermer avec son capuchon.

d. Remplacer rapidement le capouchn sur la seringue de 30 ml.

e. Si la seringue change de dot pas être utilisée immédiatement, la refermer avec son capouchn.

f. Lorsqu'elle est prête à l'utilisation, retirer le capouchn et visser l'embuti bleu clair de page 25. Utiliser en suivant les instructions.

INSTRUKTIONER D'UTILISATION

1. Mordanze de la dentine e l'émail

1. Retirer le capuchon blanc de la seringue d'application contenant l'agent de mordançage.

2. Fixer l'embuti bleu clair page 25 sur la seringue de 1,2 ml ou l'embuti bleu foncé page 22 sur la seringue de 5 g.

3. Vérifier le débit du produit et régler la pression de mise en application intrinsèque. Appliquer une petite quantité de gel sur un bloc de la gaze afin de bien connaître sa viscosité.

Si la surface à mordançer n'a pas été récemment traitée, nettoyer avec un mélange de ponce et d'eau. Les pâtes prophylactiques contenant des corps gras ou fluorés ne doivent pas être utilisées car ces additifs peuvent interférer avec le mordançage. Bien rincer.

Isolation : Une digue en caoutchouc est la méthode de choix pour l'isolation.

Appliquez l'agent de mordançage directement sur les surfaces à mordançer. Laissez le produit agir pendant 15 secondes. Retirez abondamment le produit à l'aide d'une seringue à 35% d'acide phosphorique SELECT HV[®] ETCH[®].

Appliquez l'agent de mordançage directement sur les surfaces à mordançer. Laissez le produit agir pendant 15 secondes. Retirez abondamment le produit à l'aide d'une seringue à 35% d'acide phosphorique SELECT HV[®] ETCH[®].

Agent de nettoyage de surface des matériaux de restauration

1. SELECT HV ETCH peut être utilisé sur les matériaux de restauration pour éliminer efficacement les contaminants organiques. Appliquer l'agent de mordançage sur la surface pendant 30 secondes et rincer abondamment à l'eau.

NOTE: BISCO recommande de préparer le substrat avec PORCELAIN PRIMER[®], BIS-SILANE™ ou Z-PRIME™ Plus sur les substrats, avant l'assilage suivi de l'application à l'acide phosphorique.

Die Substanz nicht unmittelbar zwischen der Bulk- und der Einheitslösung austauschen, da dies zu Luftbläszen und Kreuzkontamination führen kann.

HAUWES: Stets auf die 30 ml-Bulk-Spritze achten.

Material kann zwischen dem Kolben und die Zylinderwand dringen. Das Produkt ist dann weiterhin verwendbar.

Wenn keine Substanz in die Einheitslösung austritt, diese am Bulk-Spritzensystem anbringen und vorsichtig zurück ziehen, um die Luft aus der Spitze zu saugen. Die Einheitslösung abnehmen und die Luft herauströcken. So oft wie nötig wiederholen, bis die Substanz in die Einheitslösung ausströmen beginnt.

HAUWES: Stets auf die Einheitslösung achten.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, ziehen aus der Spitze herauszuziehen, wenn er zur stark zurückgezogen wird. Vorsichtg am Kolben der Einheitslösung ziehen, um die Substanz zu extrudieren.

Die Dosisersitze sicher anbringen, so dass keine Leertüte entstehen kann bzw. eine übermäßige Menge der Substanz austreten.

Nur einmal entnehmen. Andernfalls kann es zu einer Kreuzkontamination kommen. Nach dem Gebrauch entsorgen.

1. Beim Gebrauch des ÄTZMITTELS von BISCO 30 ml-Bulk-Spritzensystems ist wie folgt vorzugehen:

A. Die vorbeschriebene Spitze mit der Emaltlösung (1,2 ml) mit dem Ende der Bulk-Spritze verbinden, indem der Luer-Anschluss der Spitze fest auf die Verströbung der Spitze des Bulk-Spritzensystems gedrückt wird.

NOTE: Die Einsaugung der Einheitslösung in die Spritze wird durch den Druck des Produktes und der Einheit gelöst.

Die Kappe der Bulk-Spritze nicht aufsetzen und sie vorsichtig zurück in die Schachtel legen, während sie nicht gebraucht wird, um ein Ausströmen des Materials zu verhindern. Die Spritze nicht schwungvoll ablegen, bis es dabei zu einem Ausströmen des Materials kommt.

Die Kappe nicht austauschen, zwischen der Bulk- und der Einheitslösung austauschen, da dies zu Luftbläszen und Kreuzkontamination führen kann.

HAUWES: Stets auf die 30 ml-Spritze aufpassen.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, diese am Bulk-Spritzensystem anbringen und vorsichtig zurück ziehen, um die Luft aus der Spitze zu saugen. Die Einheitslösung abnehmen und die Luft herauströcken. So oft wie nötig wiederholen, bis die Substanz in die Einheitslösung ausströmen beginnt.

HAUWES: Stets auf die Einheitslösung achten.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, ziehen aus der Spitze herauszuziehen, wenn der Druck zurückgezogen wird. Vorsichtg am Kolben der Einheitslösung ziehen, um die Substanz zu extrudieren.

Die Dosisersitze sicher anbringen, so dass keine Leertüte entstehen kann bzw. eine übermäßige Menge der Substanz austreten.

Nur einmal entnehmen. Andernfalls kann es zu einer Kreuzkontamination kommen. Nach dem Gebrauch entsorgen.

1. Beim Gebrauch des ÄTZMITTELS von BISCO 30 ml-Bulk-Spritzensystems ist wie folgt vorzugehen:

A. Die vorbeschriebene Spitze mit der Emaltlösung (1,2 ml) mit dem Ende der Bulk-Spritze verbinden, indem der Luer-Anschluss der Spitze fest auf die Verströbung der Spitze des Bulk-Spritzensystems gedrückt wird.

NOTE: Die Einsaugung der Einheitslösung in die Spritze wird durch den Druck des Produktes und der Einheit gelöst.

Die Kappe der Bulk-Spritze nicht aufsetzen und sie vorsichtig zurück in die Schachtel legen, während sie nicht gebraucht wird, um ein Ausströmen des Materials zu verhindern. Die Spritze nicht schwungvoll ablegen, bis es dabei zu einem Ausströmen des Materials kommt.

Die Kappe nicht austauschen, zwischen der Bulk- und der Einheitslösung austauschen, da dies zu Luftbläszen und Kreuzkontamination führen kann.

HAUWES: Stets auf die 30 ml-Spritze aufpassen.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, diese am Bulk-Spritzensystem anbringen und vorsichtig zurück ziehen, um die Luft aus der Spitze zu saugen. Die Einheitslösung abnehmen und die Luft herauströcken. So oft wie nötig wiederholen, bis die Substanz in die Einheitslösung ausströmen beginnt.

HAUWES: Stets auf die Einheitslösung achten.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, ziehen aus der Spitze herauszuziehen, wenn der Druck zurückgezogen wird. Vorsichtg am Kolben der Einheitslösung ziehen, um die Substanz zu extrudieren.

Die Dosisersitze sicher anbringen, so dass keine Leertüte entstehen kann bzw. eine übermäßige Menge der Substanz austreten.

Nur einmal entnehmen. Andernfalls kann es zu einer Kreuzkontamination kommen. Nach dem Gebrauch entsorgen.

1. Beim Gebrauch des ÄTZMITTELS von BISCO 30 ml-Bulk-Spritzensystems ist wie folgt vorzugehen:

A. Die vorbeschriebene Spitze mit der Emaltlösung (1,2 ml) mit dem Ende der Bulk-Spritze verbinden, indem der Luer-Anschluss der Spitze fest auf die Verströbung der Spitze des Bulk-Spritzensystems gedrückt wird.

NOTE: Die Einsaugung der Einheitslösung in die Spritze wird durch den Druck des Produktes und der Einheit gelöst.

Die Kappe der Bulk-Spritze nicht aufsetzen und sie vorsichtig zurück in die Schachtel legen, während sie nicht gebraucht wird, um ein Ausströmen des Materials zu verhindern. Die Spritze nicht schwungvoll ablegen, bis es dabei zu einem Ausströmen des Materials kommt.

Die Kappe nicht austauschen, zwischen der Bulk- und der Einheitslösung austauschen, da dies zu Luftbläszen und Kreuzkontamination führen kann.

HAUWES: Stets auf die 30 ml-Spritze aufpassen.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, diese am Bulk-Spritzensystem anbringen und vorsichtig zurück ziehen, um die Luft aus der Spitze zu saugen. Die Einheitslösung abnehmen und die Luft herauströcken. So oft wie nötig wiederholen, bis die Substanz in die Einheitslösung ausströmen beginnt.

HAUWES: Stets auf die Einheitslösung achten.

Wenn die Substanz in die Einheitslösung austritt, ziehen aus der Spitze herauszuziehen, wenn der Druck zurückgezogen wird. Vorsichtg am Kolben der Einheitslösung ziehen, um die Substanz zu extrudieren.

Die Dosisersitze sicher anbringen, so dass keine Leertüte entstehen kann bzw. eine übermäßige Menge der Substanz austreten.

SELECT HV 30 ML BULK SPUIJT

30 ml bulk spuit

- Sluit de bulk spuit goed aan op de hervulbare spuit en zet deze goed vast. Vóór materiaal over te brengen dienen de behuizing en het spuitgedeelte systeem te worden gereinigd met water.
- Oefen geen druk uit bij het aansluiten van de twee systemen daar zij zou kunnen leiden tot het barsten van de leer tuok verbinding.
- Ontien geen druk uit op de achterkant van de zuiger terwijl de dop op de spuit zit, de hervulbare spuit is aangesloten of wanneer deze geen applicatie op spuit heeft.
- Als de dop op de bulk spuit zit, of de hervulbare spuit is aangekliend, kan er materiaal rond de zuiger terug spuiten en de ruimte tussen de dop en de cilinder wordt vulen of uit de achterkant van de spuit kunnen lekken.
- Als de geen dop op de spuit zit of de geen hervulbare spuit is aangekliend, kan er materiaal uit de applicatie van de spuit vloeien.
- Plaats de dop op de spuit als deze niet is getrukt is om te voorkomen dat het materiaal uitzoingt en plaats hem voorzichtig terug in de dop. Zet de spuit niet met kracht meer met de punt in de leestuur daar er materiaal uit kan lekken.
- Spuit geen materiaal heen en weer tussen de bulk- en de hervulbare spuit, daar dit kan leiden tot vorming van luchtbelen en gipskruisbetting.

OPMERKING: Bekleed de 30 ml spuit goed.


- Een hech materiaal bestemd voor de zuiger en de cilinder wand bevindten. Het product is nog steeds in bruikbare staat.
- Als u oorkemk dat het materiaal niet naar buiten komt in de hervulbare spuit, controleer de hervulbare spuit goed op het bulk spuit systeem vastzet en trek voorzichtig de zuiger van de hervulbare spuit om de lucht uit de bulk spuit te halen. De hervulbare spuit is nu leeg en is niet te gebruiken. Herhaal indien nodig tot het materiaal in de hervulbare spuit begint te vloeien.

OPMERKING: Dit betreft de hervulbare spuit.


- De zuiger van de hervulbare spuit kan terug springen als er te snel aan getrokken wordt. Trek voorzichtig aan de zuiger van de hervulbare spuit om het materiaal uit de dop te halen.
- Sluit de applicatie goed, dit kan anders leiden tot lekkage of overblijf spuit.
- Voor een normaal gebruik. Dit kan anders tot kruisbetting leiden. Gooi de dop op de gebruik weg.

1. Bij gebruik van ETSMIDDELEN van BISCO 30 ml bulk spuit-systeem, gaal u uw spuit goed te wassen.

- Wassen de spuit gedurende 5 minuten met water op de uitlatende van de buksput door de leer tuok van de unit dose spuit stevig op de maximale aansluiting van de buksput te draaien.



b. Zoda verbinding stevig vastzet, de zuiger van de 1.2 ml spuit langzaam uittrekken, om de gewenste hoeveelheid materiaal toe te zuigen.



GEbruIKSAANwIzING

1. Eten en dentine en glazuur

2. Selectief etsen van glazuur

- Verwijder de witte dop van de spuit met etsmiddel.
- Beveilig de lichthavende 25 gaagse top op de 1.2 ml spuit, of de donkerblauwe 22 gaagse top op de 5 g spuit.
- Controleer de uitstrom van het etsmiddel vóór intractie gebruik. Breng een kleine hoeveelheid gel op een plaatje of gaasje aan om vervolgens te raken met de viscositeit.
- Als het oppervlak dat getest wordt niet gas gelassen is, maak dit dan schoon met een paanmen-taube mengsel. Prophy pasta's met olie of fluoride mengsel niet worden gebruikt, daar deze additieven met het etsen kunnen interfereren. Goed spoelen. Indien een rubber afdichting als isolatie heeft de voorkoor.
- Breng het etsmiddel rechtstreeks aan op het oppervak dat getest dient te worden. Laat het etsmiddel 15 seconden lang zitten.
- Gronde gedurende 5 seconden met atzigen spoelen. Bij selectief etsen van glazuur is het aan te raden om al het zuigen voorzigtig aan het spoelen, om te voorkomen dat het etsmiddel naar het dentine stroomt.
- Ga onmiddellijk door met de bonding procedure.
- Gooi alle onderdelen voor eenmalig gebruik weg.

Rainigingsmiddel voor tandbekledende materialen

1. SELECT HV ETCN kan worden gebruikt op restauratieve substraten voor het effectief verwijderen van organische vervuistingen. Breng het etsmiddel gedurende 30 seconden op het oppervlak aan en spoel grondig na met water.
OPMERKING: BISCO doet niet het substraal voor te bereiden met PORCELAIN PRIMER™, BIS-SILANE™ of Z-PRIME™ op voorbehandelen aan de tryn en de de aanpak volgende reiniging met fosfozuur.

HYGIEÑE: Plaats de leer tuok bevestigd aan de dop op de spuit. Het gebruik van een hygienische beschermes her voorkoming van besmetting van de spuitdege door de behandeling wordt geadviseerd.

AFVOER: Residues de gemeentelike bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake afval.

Opslag:

GARANTEE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de verandering van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade vanwege het gebruik van de producten, het gebruik van het materiaal of de kunden gebuiken van de producten zoals beschreven. Vóór gebruik is het verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker neemt alle risico en aansprakelijkheid in verband daarmee op zich.

SELECT HV is een gereguleerd handelsmerk van BISCO, Inc.
BIS-SILANE en **Z-PRIME** zijn handelsmerken van BISCO, Inc.
PORCELAIN PRIMER is een gereguleerd handelsmerk van BISCO, Inc.
ETS is een gereguleerd handelsmerk van BISCO, Inc.
© 2012 Bisco Dental School, Restald Effect of 1 and 2% Benzocaine Chloride Incorporated into an Ethanol on the Susceptibility of Actinomyces viscosus T147, 1993

SELECT HV™ ETCN 35% Fosforsyre

GENERELLE INFORMASJON

BISOs nye **SELECT HV ETCN** gir presis selektiv plasserings midde. Dette etsmiddelet har fyltverne, men er akkurat vaskbart nok å å bruke etterpå. Selektivt sting gir en dybde-fosforisering på emaljeflaten samtidig som det bevarer forteidene til et rill-etelemente likebernt som på postoperativt avsløret og lukkede flater på dentin. Den selektive eller prioritet selektiviteten vil kunne gi en mer effektiv restaurering ved emaljeflatene. De sterke og skinnende fargene til dette vil utvalgt av etsmiddelet gjør også dentin restaurering bedre for den daglige eting. De sterke og skinnende fargene vil utvalgt av etsmiddelet gjør også dentin restaurering bedre for den daglige eting.
BISCO HV ETCN er et selektivt etsmiddel for vitale, dentin og som rengjøringsmiddel for restaureringssubstrater. **SELECT HV ETCN** (HV ETCN) benyttes for bruk på emaljeflat, dentin og som rengjøringsmiddel for restaureringssubstrater. **SELECT HV ETCN** vil effektivt fjerne smerteagter, etsing og petra-ports, etsing og skape rikhetsforstyrrelser overflaten som er nødvendig for vellykket klebing. Etsmiddelet skylles enkelt bort helt uten å etfattere resten. **SELECT HV ETCN** kan også bli brukt med benzocainoklorid (BAC), et anestesimiddel mot smerte. Forskning har påvist utvikling av opp til 7 mm områder som hermer resorptiske lesjoner i vivo relater med Actinomyces viscosus.
MERK: Tilveievis er BISCO avhengig av ikke påvirket å korrelere med direkte forskning av sekundær tamrante hos pasienter. Det er ikke utført in vivo kliniske studier for å evaluere effektivt av benzocainoklorid på orale bakterier eller karier.

Indikatorer for bruk:

- Etsing av dentin og emalle
- Selektiv etsing av emalle
- Rengjøring av materialer for dental restaurering

Advart:

- Fosforsyren i etsmiddelet irriterer synne og huden kraftig. Skade kan oppstå hvis etsmiddelet forblir på huden eller slimhinnen i lengre perioder. Hvis middelet kommer i kontakt med annet rev, skylt øyelokkeleg med rikelige mengder vann i flere minutter.
- Hvis middelet kommer i kontakt med øyet, skylt øyelokkeleg med rikelge mengder vann og oppsøk Kystsantemning.

Advart: Kystsantemning:

- Produktet kan inneholde elementer som er emt til engang bruk. Kast brukte eller kontaminerte spisser, ikke rengjør, desinfiser eller gjenbruk disse.
- Buk av vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttende deking for a uungå forurensning av sprøyter under behandling anbefalles. Hvis sprøyten blir forurenset, kast den, ikke rengjør eller desinere.

Førehindregr:

- Test forsiktig direkte skyll. Langsyr eksponering for skyll kan føre til fordring av etsmiddelet. Dette vil ikke føle i medadt effekt.
- Test paffersing av etsmiddelet på en båndepate eller glassplate fra emalleen på pasienter. For å bli fortolgt med trykkt som tenger for å å etsmiddelet å gjennom trykkt. Spekk aldri fileransen fra produktet bruker innta-ort.
- Buk ikke maskt eller stømpepelet for å støtte fileransen innta-ort. Dette kan føre til en ukontrollert strøm av middelet. Forsikt! Ikke vis merkes mottak. Bytt til ny tupp, og kontroller fileransen for produktet brukes på pasienten.
- Prophy pasta som inneholder olje eller fluor, bur ikke brukes da disse tilstingsstofferne kan hindre etsingen.
- Prophy pasta som inneholder mel eller silika komponenter for spesielle utslapsdatter.
- HMS utslapsdatt er tilgjengelig på forespør.
- Sikkerhetsdatablatt er tilgjengelig på www.bisco.com.

SELECT HV 30 ML VOLLSPRØYTE

30 ml vollsprøyte

Villutpørringene brukes forsvart til refli-sprøyte. Systemet må være fullstendig lukket for middelet sprøytes ut. Buk ikke maskt til å koble de to systemene sammen da dette kan resultere i et eller begge lær-adaptere blir ødelagt. Buk ikke maskt mot stømpelel mens sprøyten har dekket på, mens den er lukklyt refli-sprøyten eller mangler tupp eller sprøytespiss.

- Denom sprøyten har dekket på eller er lukklyt refli-sprøyten, kan middelet stole bakover rund stømpelel og fylle opp mellomrommet mellom stømpelel og sprøytespisse eller trenge ut gjennom bakdelen av sprøyten.
- Denom vollsprøyten velken har dekket på eller er lukklyt refli-sprøyten, kan middele komme til å sprute fra sprøytespissen.
- Sett på dekket når vollsprøyten ikke er i bruk for å forhindre at middelet tørker ut. Legg sprøyten forsiktig tilbake i etten. Legg ikke sprøyten hardt ned med spissen opp på middele kan komme til å sprute ut.
- Middelet kan ikke overføres fra det tilblake mellom volum- og refli-sprøyte da dette kan føre tilke krosskontaminering.

MERK: Hold øye med 30 ml vollsprøyten.

- Middele kan havre mellom stømpelel og sprøytespisse. Produktet kan forstas betydelig. Testi drever langsomt tilbake for å suge ut luften fra vollsprøyten. Refli-sprøyten kobles fra, og luftten slippest ut. Genta til middelet begynner å sprøytes inn i refli-sprøyten.

MERK: Hold øye med refli-sprøyten.

- Stømpelel til refli-sprøyten kan falle ut hvis det blir trukket bakover for fort. Trek stømpelel til refli-sprøyten forsiktig bakover for å spraye ut middelet.
- Pas på å ikke sprenges ut en god festet slik at lekkasje og sprut av overkutsmiddel umngås.
- Kun for engangsbruk. Grenbark kan medføre krosskontaminasjon. Kast etter bruk.

1. Hvis BISCO ETESEMERTERALOR 30 ml vollsprøytesystem brukes, på en film som følger:

- Fest detesmerteralor merket med enhelen 1.2 ml til enden av vollsprøyten ved å vil luftten til enhetsdosen stramt på skruen til vollsprøytesystemet.

BRUKSANVISNING

- Etning av dentin og emalle**
- Selektiv etsing av emalle**
- Fjern det lille dekket fra etsprøyten.
- Fjern den lyseblå 25 gaug-spissen på 1.2 ml sprøyten, eller den mørkeblå 22 gaug-spissen på 5g sprøyten
- Kontroller fileransen av etsmiddelet før intract-ort. Spray ut 1 liter mengde gel på en plate eller gaasje for å bli fortolgt med viscositeten.
- Hvis overflaten som skal ettes ikke er trykket, til den når vakses med prepåstretningen. Prophy pasta som inneholder olje eller fluor, bur ikke brukes da disse tilstingsstofferne kan hindre etsingen. Skyll godt. Isolering: Koffematt er den foretrukne isoleringsmetode.
- Spray etsmiddelet direkte på overflaten som skal ettes. La etsmiddelet virke i 15 sekunder.
- Stopp grundig i 15 sekunder med tynn skyll. Hvis emalleen etses selektivt, må den avseses før skylling for å unngå at etsmiddelet skal flyte over på dentin.
- Reinsett undersiddele med kleberopprett.
- Alle engangskomponenter må kastes eller bruk.

3. Rengjøring av materialer for dental restaurering

1. SELECT HV ETCN kan brukes på restaureringssubstrater for å effektivt fjerne organiske kontaminanter. Påfør etsmiddelet på overflaten i 30 sekunder, og skylt grundig med vann.

MERK: Etsmiddelet er kompatibelt med PORCELAIN PRIMER™, BIS-SILANE™ eller Z-PRIME™ Plus for preaving (tryk) og påfølgende rengjøring med fosfor.

HYGIEÑE: Sett alltid tilbake lær tuok lock. Av hygieniske årsaker anbefaler vi å bruke beskyttelse for å unngå kontaminasjon av sprøyten

ADVARING: Søknadene vedkommer seg gjelder for avfrahindring. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale anbefalinger for bruk av fosfor.

OPPREVARNING: Oppbevar ved romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Unngå direkte sollys.

GARANTEEBESTEMMELSE: BISCO, Inc. tar ansvar for å erstatte produkt som ikke bevilles er mangelfullt. BISCO, Inc. påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader eller tap, enten de er direkte skader eller følgeskader og som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er beskrevet. For det brukers ansvar å vurdere om produktet er egnet for tilbrukt bruk. Biscoejen påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

SELECT HV er et registert handelsmerke som tilhøre BISCO, Inc.
PORCELAIN PRIMER er et handelsmerke som tilhøre BISCO, Inc.
BIS-SILANE og **Z-PRIME** er handelsmerker som tilhøre BISCO, Inc.
ETS er et registrert handelsmerke som tilhøre BISCO, Inc.
© 2012 Bisco Dental School, Restald Effect of 1 and 2% Benzocaine Chloride Incorporated into an Ethanol on the Susceptibility of Actinomyces viscosus T147, 1993

SELECT HV™ ETCN Açido Fósfórico 35% INFORMACÖES GERAIS

O novo **SELECT HV ETCN** da BISCO permite uma aplicaçäo seletiva precisa. Este agente condicionador oferece fluoresc, mas é suficientemente viscoso para impedir a migraçäo. Um agente ácido seletivo proporciona um condicionamento de ácido fósfórico profundo nos rebordos do esmalte, enquanto mantém os benefícios do seu adesivo self-etch, tais como, uma baixa sensibilidade pós-operatória a uma lateraçäo à humidade da dentina. A açidificação de condicionamento seletivo ou preferencial pode proporcionar uma melhor adesão para materiais restauradores em relação à aplicação visualmente bruta de uma tinta de agentes condicionadora forma uma melhor aplicação ideal para a açidificação do são-dão nos casos em que uma diferenciação profunda não ca é importante.

Os agentes condicionadores **SELECT HV** da BISCO são ácidos fosfóricos (H₃PO₄), indicados para aplicar no esmalte e na dentina e, também, como agente de limpeza de substratos de materiais restauradores. O **SELECT HV ETCN** temerál com eficácia a smear layer, farda o átque ácido e desmineraliza o esmalte e a dentina, para criar a superfície microretentiva necessária para uma adesão bem-sucedida. O agente condicionador envasa-se de forma rápida e simples, sem deixar resíduos. O **SELECT HV ETCN** também é indicado para aplicação no esmalte, a coloraçäo visivelmente bruta de uma tinta de agentes condicionadora forma uma melhor aplicação ideal para a açidificação do são-dão nos casos em que uma diferenciação profunda não ca é importante.

Os agentes condicionadores **SELECT HV** da BISCO são ácidos fosfóricos (H₃PO₄), indicados para aplicar no esmalte e na dentina e, também, como agente de limpeza de substratos de materiais restauradores. O **SELECT HV ETCN** temerál com eficácia a smear layer, farda o átque ácido e desmineraliza o esmalte e a dentina, para criar a superfície microretentiva necessária para uma adesão bem-sucedida. O agente condicionador envasa-se de forma rápida e simples, sem deixar resíduos. O **SELECT HV ETCN** também é indicado para aplicação no esmalte, a coloraçäo visivelmente bruta de uma tinta de agentes condicionadora forma uma melhor aplicação ideal para a açidificação do são-dão nos casos em que uma diferenciação profunda não ca é importante.

INDICACÖES DE USO:

- Acidificaçäo de superfície da dentina e do esmalte
- Acidificaçäo seletivo do esmalte
- Agente de limpeza em materiais restauradores dentários

Aviss:

- O ácido fósfórico existente no agente condicionador pode irritar de forma grave os olhos e a pele. Podem verificar-se lesões se o adesivo permanecer em contato com a pele ou com as mucosas durante um período de tempo prolongado.
- Evitar, acidentalmente, em contato com os olhos, lave abundantemente, com água e procure cuidados médicos imediatamente.

Cuidados:

Contaminação cruzada:

- O produto pode conter íons contados para uma única utilização. Evitar aque pastas膏膏 contaminadas. Não reempregar, desinfeste nem reutilizar.
- Recomenda-se a utilização de proteção higiênica disposta, para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento. Se a seringa fica contaminada, descarte-a. Não limpe nem desinfeste.

Precauçöes:

Mantenha o produto afastado da luz directa do sol. A exposição prolongada à luz do sol pode causar a descoloraçäo do agente condicionador. Uma eventual descoloraçäo não comprometerá a eficácia do produto.

Teste o agente condicionador num bloco de mistura ou placa de vidro, ANTES de usar em pacientes de forma a familiarizar-se com a pressão exigida para distribuir o agente condicionador através da ponta. Nunca utilize imediatamente antes de verificar o fluxo na ponta. Nunca aplicar força em âmbulo para iniciar o fluxo imediatamente.

Coloque uma ponta nova e verifique o fluxo antes de utilizar no paciente.

Passos profiláticos que confirmem (isto é, fluoreto não devem ser usados, pois esses aditivos podem interferir no ataque ácido. Consulte os rótulos individuais de cada componente para verificar as doses de validação.

Ficha de seguranga fornecida a pedido.

Ficha de Dados de Seguranga disponível em www.bisco.com

SELECT HV SERINGA GRANDE, 30 ML

Seringa, 30 ml

- Conecte e segure adequadamente a seringa junto a seringa uni-dose. As duas seringas devem estar completamente encheidas antes de expor à material.
- Não aplique força para conectar as duas seringas, pois isso poderia resultar na ruptura da ligaçäo das mesmas.
- Não escape força na parte de trás do êmbolo enquanto a seringa tiver a Tampa conectada, enquanto tiver com a seringa uni-dose conectada ou tiver sem a Tampa ou sem a seringa.
- Se estiver com Tampa ou a seringa uni-dose tiver conectada, o material poderá espalhar em volta do êmbolo, preenchendo o espaço entre o êmbolo e a parede da seringa, o ser expelido pela parte de trás da seringa.
- Se a seringa junto à Tampa não tiver a Tampa conectada ou não tiver a seringa uni-dose conectada, o material poderá ser expelido da seringa pela Tampa.
- Recolte a Tampa da seringa junto quando não a estiver a utilizar, para evitar que o material seque, e coloque-a gentilmente de volta na caixa. Não coloque a seringa com Tampa, com a Tampa ou com a seringa, em qualquer superfície, pois isso poderia causar danos a uma seringa junção e a seringa uni-dose e vice-versa repetidamente, pois isso poderia causar danos de ar e possível contaminação cruzada.

OBSERVAÇÖES: Verifique a seringa junção, 30 ml.

- O material pode estar quente antes e depois da seringa. O produto ainda está em condições de utilização.
- Se observar que o material não é expelido para a seringa uni-dose, conecte-a à seringa junção e, gentilmente, puxe para trás, para sugar o ar de a seringa grande. Retire a seringa uni-dose e deixe o ar sair. Repita quanto necessário até que o material seja expelido adequadamente e se expelir na seringa uni-dose.

OBSERVAÇÖES: Verifique a seringa uni-dose.

- O êmbolo da seringa uni-dose pode sair repentinamente, se puxado rapidamente demais. Gentilmente, puxe o êmbolo da seringa uni-dose para expor à material.
- Conecte e firmeza a Tampa de aplicação, caso contrário, poderá ocorrer um derrame ou salpica em excesso.
- Utilizejo uni-dose. Caso contrário, poderá ocorrer contaminação cruzada. Deixe fora depois de utilizar.

1. Se utilizar o sistema de seringa, junto, 30 ml dos Acidificadores da BISCO, siga as seguintes instruções:

- Conecte a seringa uni-dose pré-rodada (1.2ml) à extremidade da seringa junção, girando com firmeza a lora lock na seringa uni-dose na tampa macho da seringa junto.

BISCO HV é um ácido fosfórico (H₃PO₄), benéfico for o uso em emalhe, dentin e como limpeza/substratos para restauraçöes/substratos. **SELECT HV ETCN** (HV ETCN) benyttes for bruk på emaljeflat, dentin og som rengjøringsmiddel for restaureringssubstrater. **SELECT HV ETCN** vil effektivt fjerne smerteagter, etsing og petra-ports, etsing og skape rikhetsforstyrrelser overflaten som er nødvendig for vellykket klebing. Etsmiddelet skylles enkelt bort helt uten å etfattere resten. **SELECT HV ETCN** kan også bli brukt med benzocainoklorid (BAC), et anestesimiddel mot smerte. Forskning har påvist utvikling av opp til 7 mm områder som hermer resorptiske lesjoner i vivo relater med Actinomyces viscosus. **MERK:** Tilveievis er BISCO avhengig av ikke påvirket å korrelere med direkte forskning av sekundær tamrante hos pasienter. Det er ikke utført in vivo kliniske studier for å evaluere effektivt av benzocainoklorid på orale bakterier eller karier.

Indikatorer for bruk:

- Etsing av dentin og emalle
- Selektiv etsing av emalle
- Rengjøring av materialer for dental restaurering

Advart:

- Fosforsyren i etsmiddelet irriterer synne og huden kraftig. Skade kan oppstå hvis etsmiddelet forblir på huden eller slimhinnen i lengre perioder. Hvis middelet kommer i kontakt med annet rev, skylt øyelokkeleg med rikelige mengder vann i flere minutter.
- Hvis middelet kommer i kontakt med øyet, skylt øyelokkeleg med rikelge mengder vann og oppsøk Kystsantemning.

Advart: Kystsantemning:

- Produktet kan inneholde elementer som er emt til engang bruk. Kast brukte eller kontaminerte spisser, ikke rengjør, desinfiser eller gjenbruk disse.
- Buk av vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttende deking for a uungå forurensning av sprøyter under behandling anbefalles. Hvis sprøyten blir forurenset, kast den, ikke rengjør eller desinere.

Førehindregr:

- Test forsiktig direkte skyll. Langsyr eksponering for skyll kan føre til fordring av etsmiddelet. Dette vil ikke føle i medadt effekt.
- Test paffersing av etsmiddelet på en båndepate eller glassplate fra emalleen på pasienter. For å bli fortolgt med trykkt som tenger for å å etsmiddelet å gjennom trykkt. Spekk aldri fileransen fra produktet bruker innta-ort.
- Buk ikke maskt eller stømpepelet for å støtte fileransen innta-ort. Dette kan føre til en ukontrollert strøm av middelet. Forsikt! Ikke vis merkes mottak. Bytt til ny tupp, og kontroller fileransen for produktet brukes på pasienten.
- Prophy pasta som inneholder olje eller fluor, bur ikke brukes da disse tilstingsstofferne kan hindre etsingen.
- Prophy pasta som inneholder mel eller silika komponenter for spesielle utslapsdatter.
- HMS utslapsdatt er tilgjengelig på forespør.
- Sikkerhetsdatablatt er tilgjengelig på www.bisco.com.

SELECT HV 30 ML VOLLSPRØYTE

30 ml vollsprøyte

Villutpørringene brukes forsvart til refli-sprøyte. Systemet må være fullstendig lukket for middelet sprøytes ut. Buk ikke maskt til å koble de to systemene sammen da dette kan resultere i et eller begge lær-adaptere blir ødelagt. Buk ikke maskt mot stømpelel mens sprøyten har dekket på, mens den er lukklyt refli-sprøyten eller mangler tupp eller sprøytespiss.

- Denom sprøyten har dekket på eller er lukklyt refli-sprøyten, kan middelet stole bakover rund stømpelel og fylle opp mellomrommet mellom stømpelel og sprøytespisse eller trenge ut gjennom bakdelen av sprøyten.
- Denom vollsprøyten velken har dekket på eller er lukklyt refli-sprøyten, kan middele komme til å sprute fra sprøytespissen.
- Sett på dekket når vollsprøyten ikke er i bruk for å forhindre at middelet tørker ut. Legg sprøyten forsiktig tilbake i etten. Legg ikke sprøyten hardt ned med spissen opp på middele kan komme til å sprute ut.
- Middelet kan ikke overføres fra det tilblake mellom volum- og refli-sprøyte da dette kan føre tilke krosskontaminering.

MERK: Hold øye med 30 ml vollsprøyten.

- Middele kan havre mellom stømpelel og sprøytespisse. Produktet kan forstas betydelig. Testi drever langsomt tilbake for å suge ut luften fra vollsprøyten. Refli-sprøyten kobles fra, og luftten slippest ut. Genta til middelet begynner å sprøytes inn i refli-sprøyten.

MERK: Hold øye med refli-sprøyten.

- Stømpelel til refli-sprøyten kan falle ut hvis det blir trukket bakover for fort. Trek stømpelel til refli-sprøyten forsiktig bakover for å spraye ut middelet.
- Pas på å ikke sprenges ut en god festet slik at lekkasje og sprut av overkutsmiddel umngås.
- Kun for engangsbruk. Grenbark kan medføre krosskontaminasjon. Kast etter bruk.

1. Hvis BISCO ETESEMERTERALOR 30 ml vollsprøytesystem brukes, på en film som følger:

- Fest detesmerteralor merket med enhelen 1.2 ml til enden av vollsprøyten ved å vil luftten til enhetsdosen stramt på skruen til vollsprøytesystemet.

GR

To vis **SELECT HV ETCN** the BISCO permite uma aplicaçäo seletiva precisa. Este agente condicionador oferece fluoresc, mas é suficientemente viscoso para impedir a migraçäo. Um agente ácido seletivo proporciona um condicionamento de ácido fósfórico profundo nos rebordos do esmalte, enquanto mantém os benefícios do seu adesivo self-etch, tais como, uma baixa sensibilidade pós-operatória a uma lateraçäo à humidade da dentina. A açidificação de condicionamento seletivo ou preferencial pode proporcionar uma melhor adesão para materiais restauradores em relação à aplicação visualmente bruta de uma tinta de agentes condicionadora forma uma melhor aplicação ideal para a açidificação do são-dão nos casos em que uma diferenciação profunda não ca é importante.

Os agentes condicionadores **SELECT HV** da BISCO são ácidos fosfóricos (H₃PO₄), indicados para aplicar no esmalte e na dentina e, também, como agente de limpeza de substratos de materiais restauradores. O **SELECT HV ETCN** temerál com eficácia a smear layer, farda o átque ácido e desmineraliza o esmalte e a dentina, para criar a superfície microretentiva necessária para uma adesão bem-sucedida. O agente condicionador envasa-se de forma rápida e simples, sem deixar resíduos. O **SELECT HV ETCN** também é indicado para aplicação no esmalte, a coloraçäo visivelmente bruta de uma tinta de agentes condicionadora forma uma melhor aplicação ideal para a açidificação do são-dão nos casos em que uma diferenciação profunda não ca é importante.

Os agentes condicionadores **SELECT HV** da BISCO são ácidos fosfóricos (H₃PO₄), indicados para aplicar no esmalte e na dentina e, também, como agente de limpeza de substratos de materiais restauradores. O **SELECT HV ETCN** temerál com eficácia a smear layer, farda o átque ácido e desmineraliza o esmalte e a dentina, para criar a superfície microretentiva necessária para uma adesão bem-sucedida. O agente condicionador envasa-se de forma rápida e simples, sem deixar resíduos. O **SELECT HV ETCN** também é indicado para aplicação no esmalte, a coloraçäo visivelmente bruta de uma tinta de agentes condicionadora forma uma melhor aplicação ideal para a açidificação do são-dão nos casos em que uma diferenciação profunda não ca é importante.

INDICACÖES DE USO:

- Acidificaçäo de superfície da dentina e do esmalte
- Acidificaçäo seletivo do esmalte
- Agente de limpeza em materiais restauradores dentários

Aviss:

- O ácido fósfórico existente no agente condicionador pode irritar de forma grave os olhos e a pele. Podem verificar-se lesões se o adesivo permanecer em contato com a pele ou com as mucosas durante um período de tempo prolongado.
- Evitar, acidentalmente, em contato com os olhos, lave abundantemente, com água e procure cuidados médicos imediatamente.

Cuidados:

Contaminação cruzada:

- O produto pode conter íons contados para uma única utilização. Evitar aque pastas膏膏 contaminadas. Não reempregar, desinfeste nem reutilizar.
- Recomenda-se a utilização de proteção higiênica disposta, para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento. Se a seringa fica contaminada, descarte-a. Não limpe nem desinfeste.

Precauçöes:

Mantenha o produto afastado da luz directa do sol. A exposição prolongada à luz do sol pode causar a descoloraçäo do agente condicionador. Uma eventual descoloraçäo não comprometerá a eficácia do produto.

Teste o agente condicionador num bloco de mistura ou placa de vidro, ANTES de usar em pacientes de forma a familiarizar-se com a pressão exigida para distribuir o agente condicionador através da ponta. Nunca utilize imediatamente antes de verificar o fluxo na ponta. Nunca aplicar força em âmbulo para iniciar o fluxo imediatamente.

Coloque uma ponta nova e verifique o fluxo antes de utilizar no paciente.

Passos profiláticos que confirmem (isto é, fluoreto não devem ser usados, pois esses aditivos podem interferir no ataque ácido. Consulte os rótulos individuais de cada componente para verificar as doses de validação.

Ficha de seguranga fornecida a pedido.

Ficha de Dados de Seguranga disponível em www.bisco.com

SELECT HV é um ácido fosfórico (H₃PO₄), benéfico for o uso em emalhe, dentin e como limpeza/substratos para restauraçöes/substratos. **SELECT HV ETCN** (HV ETCN) benyttes for bruk på emaljeflat, dentin og som rengjøringsmiddel for restauraçöes/substratos. **SELECT HV ETCN** vil effektivt fjerne smerteagter, etsing og petra-ports, etsing og skape rikhetsforstyrrelser overflaten som er nødvendig for vellykket klebing. Etsmiddelet skylles enkelt bort helt uten å etfattere resten. **SELECT HV ETCN** kan også bli brukt med benzocainoklorid (BAC), et anestesimiddel mot smerte. Forskning har påvist utvikling av opp til 7 mm områder som hermer resorptiske lesjoner i vivo relater med Actinomyces viscosus. **MERK:** Tilveievis er BISCO avhengig av ikke påvirket å korrelere med direkte forskning av sekundær tamrante hos pasienter. Det er ikke utført in vivo kliniske studier for å evaluere effektivt av benzocainoklorid på orale bakterier eller karier.

Indikatorer for bruk:

- Etsing av dentin og emalle
- Selektiv etsing av emalle
- Rengjøring av materialer