

Instructions for Use

en ALL-BOND 2® Universal Dental Adhesive
GENERAL INFORMATION
All-Bond 2 is a universal adhesive for all types of restorative resins...

1. Remove temporary matrix preparation and try in the restoration...
2. Etch enamel and dentin for 15 seconds with UNETCH 132% H3PO4...

3. Rinse thoroughly with water.
4. Apply the adhesive to the prepared surface...
5. Apply a layer of PR-BOND RESIN immediately prior to curing...

6. Polymerize the composite.
7. Remove temporary matrix preparation and try in the restoration...
8. Finish the restoration with a fine bur...

9. Remove temporary matrix preparation and try in the restoration...
10. Finish the restoration with a fine bur...

de ALL-BOND 2® Universal Dental Adhesive
ALGEMENE INFORMATIE
All-Bond 2 is een universeel adhesief voor alle soorten restoratie...

1. Verwijder tijdelijke matrix voorbereiding en probeer de restauratie...
2. Etch email en dentijn voor 15 seconden met UNETCH 132% H3PO4...

3. Spoel grondig af met water.
4. Breng de adhesie toe op de voorbereide oppervlakte...
5. Breng een laagje PR-BOND RESIN onmiddellijk toe vóór het uitharderen...

6. Polymeriseer het composit.
7. Verwijder tijdelijke matrix voorbereiding en probeer de restauratie...
8. Beëindig de restauratie met een fijne boor...

9. Verwijder tijdelijke matrix voorbereiding en probeer de restauratie...
10. Beëindig de restauratie met een fijne boor...

fr ALL-BOND 2® Universal Dental Adhesive
INFORMATION GENERALE
All-Bond 2 est un adhésif universel pour toutes les résines de restauration...

1. Retirez la préparation temporaire et essayez la restauration...
2. Émaillez l'émail et le dentin pendant 15 secondes avec UNETCH 132% H3PO4...

3. Rincez soigneusement à l'eau.
4. Appliquez l'adhésif sur la surface préparée...
5. Appliquez une couche de PR-BOND RESIN immédiatement avant la polymérisation...

6. Polymérisez le composite.
7. Retirez la préparation temporaire et essayez la restauration...
8. Terminez la restauration avec une fraise fine...

9. Retirez la préparation temporaire et essayez la restauration...
10. Terminez la restauration avec une fraise fine...

es ALL-BOND 2® Universal Dental Adhesive
INFORMACION GENERAL
All-Bond 2 es un adhesivo universal para todos los tipos de resinas de restauración...

1. Retire la preparación temporal y pruebe la restauración...
2. Limpie el esmalte y el diente con UNETCH 132% H3PO4 durante 15 segundos...

3. Enjuague a fondo con agua.
4. Aplique el adhesivo en la superficie preparada...
5. Aplique una capa de PR-BOND RESIN inmediatamente antes de la polimerización...

6. Polimerice el compuesto.
7. Retire la preparación temporal y pruebe la restauración...
8. Termine la restauración con una fresa fina...

9. Retire la preparación temporal y pruebe la restauración...
10. Termine la restauración con una fresa fina...

it ALL-BOND 2® Universal Dental Adhesive
INFORMAZIONE GENERALE
All-Bond 2 è un adesivo universale per tutti i tipi di resine di restauro...

1. Rimuovi la preparazione temporanea e prova la restaurazione...
2. Pulisci lo smalto e il dente con UNETCH 132% H3PO4 per 15 secondi...

3. Risciacquo accurato con acqua.
4. Applicare l'adesivo sulla superficie preparata...
5. Applicare uno strato di PR-BOND RESIN immediatamente prima della polimerizzazione...

6. Polimerizzare il composito.
7. Rimuovi la preparazione temporanea e prova la restaurazione...
8. Termina la restaurazione con una frese fine...

9. Rimuovi la preparazione temporanea e prova la restaurazione...
10. Termina la restaurazione con una frese fine...

sv ALL-BOND 2® Universal Dental Adhesive
ALLMÄNNINGEN
All-Bond 2 är ett universellt adhesiv för alla typer av restorationsresiner...

1. Ta bort den temporära matrisförberedningen och prova restaurationen...
2. Etch emaljen och tanden i 15 sekunder med UNETCH 132% H3PO4...

3. Spola grundligt med vatten.
4. Applicera adhesivet på den förberedda ytan...
5. Applicera ett lager PR-BOND RESIN omedelbart före uttorkningen...

6. Polymerisera kompositet.
7. Ta bort den temporära matrisförberedningen och prova restaurationen...
8. Avsluta restaurationen med en fin slipning...

9. Ta bort den temporära matrisförberedningen och prova restaurationen...
10. Avsluta restaurationen med en fin slipning...

da ALL-BOND 2® Universal Dental Adhesive
GENERAL INFORMATION
All-Bond 2 er et universelt adhesiv for alle typer af restorationsresiner...

1. Fjern den temporære matrisforberedelse og prøv restaurationen...
2. Etch emalje og tand for 15 sekunder med UNETCH 132% H3PO4...

3. Skyl grundigt med vand.
4. Påfør adhesivet på den forberedte overflade...
5. Påfør et lag PR-BOND RESIN umiddelbart inden udtørringen...

6. Polymeriser kompositet.
7. Fjern den temporære matrisforberedelse og prøv restaurationen...
8. Afslut restaurationen med en fin slibning...

9. Fjern den temporære matrisforberedelse og prøv restaurationen...
10. Afslut restaurationen med en fin slibning...





