

BISCO

CE 0459

VELITEFLO™ LV

Light-Cured

Radiopaque Low Viscosity Composite

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-1947R
Rev. 5/22

en	VELITEFLO™ LV Radiopaque Low Viscosity Composite
es	VELITEFLO™ LV Resina compuesta radiopaca de baja viscosidad
fr	VELITEFLO™ LV Composité radio-opaque de faible viscosité
de	VELITEFLO™ LV Strahlennundschüssiges Komposit mit niedriger Viskosität
it	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco a bassa viscosità
sv	VELITEFLO™ LV Radiopak, lågvisköst komposit
da	VELITEFLO™ LV Røntgenpositivt komposit af lav viskositet
fi	VELITEFLO™ LV Röntgenpositiivinen pienviskoinen -komposiitti
nl	VELITEFLO™ LV Radiopake laagviskeuze composit
no	VELITEFLO™ LV radiopak komposit med lav viskositet
pt	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco de baixa viscosidade
el	VELITEFLO™ LV Ακτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
ru	VELITEFLO™ LV Аκτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
bg	VELITEFLO™ LV Рентгеноконтрастен композитен материал с ниска вискозитет

VELITEFLO LV is a light-cured, highly radiopaque microhybrid composite with a low modulus of elasticity.
Indications For Use:

- Cavity liner (Class I or Class II)
- Pit and fissure sealant
- Preventative Resin Restorations
- Blockout undercuts

Warnings:

- If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. In case of contact with other tissues, rinse immediately with plenty of water for several minutes.

Intended user: Licensed dentist.
Caution:

- Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or reuse.
- Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended. If syringe becomes contaminated, discard. Do not clean or disinfect.

Precautions:

- Avoid contact with the skin; unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. In case of contact, wash with adhesive soap and water.
- When using dental adhesives, saliva contamination will seriously compromise dentin bonding.
- Refer to individual component labels for specific expiration dates.
- Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff.
- See individual component labels for specific expiration dates.
- Safe data sheet available on request.
- Safety data sheet available at www.bisco.com.
- Instructions for Use available on request.
- Instructions for Use available at www.bisco.com.

Helpful Hints:

- The restoration may appear smooth and polished immediately after placement, however an oxygen-inhibited layer is present and must be removed to prevent staining.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Prior to isolation, select appropriate shade of **VELITEFLO LV**.
- Remove the cap from the selected syringe and attach a needle tip securely.
- Be sure the cavity is adequately cleaned in accordance with the Instructions for Use of the bonding system to be used.
- Apply an adhesive according to the manufacturer's instructions.
- Using the previously selected shade, place 1-2mm increments of composite into the cavity preparation.
- Light cure each increment for the 20 seconds. Continue to build incrementally as desired.

HYGIENE: Re-cap syringes with the Luer lock cap. Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is recommended.
DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to waste.
STORAGE: Store at room temperature (20°/68°F - 25°/77°F).
WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept liability for any damages or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using the product, the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.
NOTICE: Report any serious incident to BISCO and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.
Summary of Safety and Clinical Performance can be found at <https://ec.europa.eu/tools/edumad> or available upon request.
To Reorder Accessories:
X-80608N – 50 Blue Disposable Tips (22 Gauge)
* VELITEFLO is a trademark of BISCO, Inc.

en	VELITEFLO™ LV Radiopaque Low Viscosity Composite
es	VELITEFLO™ LV Resina compuesta radiopaca de baja viscosidad
fr	VELITEFLO™ LV Composité radio-opaque de faible viscosité
de	VELITEFLO™ LV Strahlennundschüssiges Komposit mit niedriger Viskosität
it	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco a bassa viscosità
sv	VELITEFLO™ LV Radiopak, lågvisköst komposit
da	VELITEFLO™ LV Røntgenpositivt komposit af lav viskositet
fi	VELITEFLO™ LV Röntgenpositiivinen pienviskoinen -komposiitti
nl	VELITEFLO™ LV Radiopake laagviskeuze composit
no	VELITEFLO™ LV radiopak komposit med lav viskositet
pt	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco de baixa viscosidade
el	VELITEFLO™ LV Ακτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
ru	VELITEFLO™ LV Аκτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
bg	VELITEFLO™ LV Рентгеноконтрастен композитен материал с ниска вискозитет

VELITEFLO LV is a light-cured, highly radiopaque microhybrid composite with a low modulus of elasticity.
Indications For Use:

- Rivestimento di cavità (classe I o classe II)
- Sigillante per fossette e fessure
- Restauro preventivo in resina
- Blockaggio dei sottocavità

Avvertenze:

- In caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di contatto con altri tessuti, risciacquare immediatamente con molta acqua per diversi minuti.

Utente previsto: Dentista abilitato.
Recomandazioni:
Contaminazione crociata:

- Il prodotto può contenere elementi monouso. Smaltire gli accessori usati o contaminati. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.
- Si consiglia l'utilizzo di una copertura protettiva igienica per evitare la contaminazione delle siringhe durante il trattamento. Se la siringa viene contaminata, gettarla. Non pulire o disinfettare.

Precauzioni:

- Evitare il contatto con la pelle; le resine non polimerizzate di (met)acrilato possono causare sensibilizzazione cutanea in persone predisposte. In caso di contatto, lavare la pelle con acqua e sapone.
- Quando si utilizzano adesivi dentali, la contaminazione da saliva compromette seriamente l'adesione alla dentina.
- Per le date di scadenza specifiche, fare riferimento alle etichette dei singoli componenti.
- Il paziente e il personale odontoiatrico devono indossare occhiali protettivi.
- Per le date di scadenza specifiche, vedere le etichette dei singoli componenti.
- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- Scheda dati di sicurezza disponibile all'indirizzo www.bisco.com.
- Istruzioni per l'uso disponibili su richiesta.
- Istruzioni per l'uso disponibili all'indirizzo www.bisco.com.

Supportermini utili:

- Immediatamente dopo l'applicazione, il restauro può apparire liscio e lucido, ma è presente uno strato ossigeno-inibito che deve essere rimosso per evitare la formazione di macchie.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima dell'isolamento, selezionare una tonalità appropriata di **VELITEFLO LV**.
- Togliere il cappuccio dalla siringa prescelta e collegare saldamente una punta ad ago.
- Verificare che la cavità sia adeguatamente pulita, come indicato nelle istruzioni per l'uso del sistema di bonding utilizzato.
- Applicare un adesivo in base alle istruzioni del produttore.
- Utilizzare la tonalità prescelta, applicare il composito nella cavità preparata, a incrementi di 1-2 mm.
- Fotopolimerizzare ciascun incremento per 20 secondi. Continuare ad aggiungere incrementi come desiderato.

IGIENE: richiudere le siringhe con il tappo luer lock. Si consiglia di utilizzare una copertura protettiva igienica comunemente disponibile per evitare l'eventuale contaminazione delle siringhe durante il trattamento.
SMALTIMENTO: Per quanto riguarda lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.
CONSERVAZIONE: conservare a temperatura ambiente (20-25 °C).
GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti dall'utilizzo o dall'incapacità di utilizzare i prodotti come descritti. Prima di utilizzare i prodotti, l'utente è tenuto a determinare l'idoneità all'uso del prodotto. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità legati all'utilizzo dei prodotti.
AVVISO: segnalare qualsiasi incidente grave a BISCO e all'autorità competente dello Stato in cui si trova l'utente e/o il paziente. Il riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche è disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/edumad> o viene fornito su richiesta.
Per richiederne gli accessori:
X-80608N – 50 punte monouso blu (diametro 22)
* VELITEFLO è un marchio commerciale di BISCO, Inc.

en	VELITEFLO™ LV Radiopaque Low Viscosity Composite
es	VELITEFLO™ LV Resina compuesta radiopaca de baja viscosidad
fr	VELITEFLO™ LV Composité radio-opaque de faible viscosité
de	VELITEFLO™ LV Strahlennundschüssiges Komposit mit niedriger Viskosität
it	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco a bassa viscosità
sv	VELITEFLO™ LV Radiopak, lågvisköst komposit
da	VELITEFLO™ LV Røntgenpositivt komposit af lav viskositet
fi	VELITEFLO™ LV Röntgenpositiivinen pienviskoinen -komposiitti
nl	VELITEFLO™ LV Radiopake laagviskeuze composit
no	VELITEFLO™ LV radiopak komposit med lav viskositet
pt	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco de baixa viscosidade
el	VELITEFLO™ LV Ακτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
ru	VELITEFLO™ LV Аκτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
bg	VELITEFLO™ LV Рентгеноконтрастен композитен материал с ниска вискозитет

VELITEFLO LV er et lyshærdet, meget røntgenfast mikrohybridkomposit med et lavt elasticitetsmodul.
Indikationer for brug:

- Kavitetliner (klasse I eller klasse II)
- Tætningemedel for grop og sprækker
- Førebrydende harrestaureringer
- Blockering underskæringer

Advarsler:

- Hvis materialet udsættes sprøjtes i øjene, skal de skylles med rigelige mængder vand. Søg straks læge. Hållende af kontakt med andre væv eller, skal der straks vaskes med rigeligt vand i flere minutter.

Tilslægt bruger: Tandlæge med licens.
Forsigtighedsregler:
Krydskontaminering:

- Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Bortskaf brugte eller kontaminerede spiser. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.
- Anvendning af almindelig tilgængelig hygiejnisk beskyttelsesdækning for at undgå enhver kontaminering af sprøjten under behandlingen. Hvis sprøjten kontamineres, skal de kasserne, den er brugt under engangs- eller desinficeres.

Forsigtighedsregler:

- Undgå kontakt med huden. Polymeriserede (met)akrylatresin kan forårsage sensibilisering af huden hos følsomme personer. Ved kontakt med huden vaskes huden med sæbe og vand.
- Når der anvendes dentale adhesiver, vil spytkontaminering kraftigt kompromittere binding til dentin.
- Der henvises til de individuelle komponenters mærkater for specifikke udløbsdatoer.
- Patienten og tandpersonalet bør bære beskyttelsesbriller.
- Se de individuelle komponenters etiketter for specifikke udløbsdatoer.
- Sikkerhedsdatabladet er tilgængeligt på www.bisco.com.
- Sikkerhedsdatabladet er tilgængeligt på www.bisco.com.
- Brugsanvisning lms tilgængelig på [begårn](http://www.bisco.com).
- Brugsanvisning er tilgængelig på www.bisco.com.

Praktiske tips:

- Restaureringen kan se slæt og poleret ud umiddelbart efter placering, men et oxygeninhiberet lag, der skal fjernes for at forhindre farvning.

BRUKSANVISNING

- Før isolering vælges en passende nylæmp nrngs av **VELITEFLO LV**.
- Ta bort locket från den valgte sprøyten og fest en nålepått godt fast.
- Sørg for at kaviteten er tilfredsstillende rengjort i henhold til bruksanvisningen til det benyttede bindingsystem.
- Påfør klæbemiddel i henhold til produsentens anvisninger.
- Anvend den lodgule væske nyanse og plasser 1–2 mm slag av komposit i hålet/groven.
- Lysforhærdning av hvert lag i 20 sekunder. Fortsett med å bygge opp et nytt lag etter behov.

HYGIENE: Sett luer-lock-hattene på sprøyten. Det anbefales å bruke alminneligg tilgjengelige hygiejniske beskyttelsesdækninger for å unngå eventuell kontaminering av sprutten under behandling/rengjøring.
BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for affald. Hvis disse ikke finnes, henvises til de nasjonale eller regionale forskrifter for affald.
LAGRINGSBETINGELSER: Oppbevares ved stuetemperatur (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for alt bytta ut produkter om de vises vara defekta. BISCO, Inc. tar inte på sig något ansvar for skador eller förlust, varken direkt eller indirekt, som har sin grund i användningen eller förmågan att använda produkterna enligt beskrivning. Det är användarens ansvar att före användning fastställa produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Användaren tar på sig alla risker och alla ansvar i samband med detta.
BEMERK: Rapportera alla allvariga händelser till BISCO och den behöriga myndigheten i staten eller landet där användaren eller patienten er etablerad.
Sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda finns på <https://ec.europa.eu/tools/edumad> eller tillgängligt på begårn.
För ombeställning av tillbehör:
X-80608N – 50 blå engångsspets (22 gauge)
* VELITEFLO är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc.

en	VELITEFLO™ LV Radiopaque Low Viscosity Composite
es	VELITEFLO™ LV Resina compuesta radiopaca de baja viscosidad
fr	VELITEFLO™ LV Composité radio-opaque de faible viscosité
de	VELITEFLO™ LV Strahlennundschüssiges Komposit mit niedriger Viskosität
it	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco a bassa viscosità
sv	VELITEFLO™ LV Radiopak, lågvisköst komposit
da	VELITEFLO™ LV Røntgenpositivt komposit af lav viskositet
fi	VELITEFLO™ LV Röntgenpositiivinen pienviskoinen -komposiitti
nl	VELITEFLO™ LV Radiopake laagviskeuze composit
no	VELITEFLO™ LV radiopak komposit med lav viskositet
pt	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco de baixa viscosidade
el	VELITEFLO™ LV Ακτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
ru	VELITEFLO™ LV Аκτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
bg	VELITEFLO™ LV Рентгеноконтрастен композитен материал с ниска вискозитет

VELITEFLO LV er et lyshærdet, meget røntgenfast mikrohybridkomposit med et lavt elasticitetsmodul.
Indikationer for brug:

- Kavitetliner (klasse I eller klasse II)
- Forsørging av grop og fissurer
- Førebrydende harrestaureringer
- Blockering underskæringer

Advarsler:

- Deser det udsættesk sprøtes i øyet, skyl med rikelige mængder vand og søk legebeholdt øyeblikkelig. Ved kontakt med annet vev, skyl øyeblikkelig med rikelige mængder vann i flere minutter.

Tilsett bruker: Licensiert tannlege.
Forsholdsregler:
Krysskontaminasjon:

- Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kasser brukte eller kontaminierte spiser. Må ikke rengjøres, desinfiseres eller brukes på nytt.
- Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsesdækning for å unngå kontaminering av sprøyten under behandlingen. Kast sprøyten hvis den blir kontaminert. Skall de kassene, den er brukt under engangs- eller desinfiseres.

Forsholdsregler:

- Unngå kontakt med huden. Polymeriserede resin kan forårsake hudsensitivitet hos påvrligke personer. Hvis det kommer i kontakt med huden, vask med såpe og vann.
- Ved bruk av dentale klebemidler vil kontaminering med sputt kraftig svekke dentinets heftevne.
- Se de individuelle komponenterfor for spesifikke utløbsdatoer.
- Pasienten og tannpersonellet bør bære beskyttelsesbriller.
- Fila de datos de seguridad disponibles en www.bisco.com.
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com.
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com.
- Brugsanvisning lms tilgjengelig på www.bisco.com.
- Brugsanvisning er tilgjengelig på www.bisco.com.

Hjelpesme råd:

- Restaureringen kan virke vglit og polert umiddelbart efter plassering, men et oksygeninhibertlag er tilstede og må fjernes for å forhindre misting.

BRUKSANVISNING

- Før isolering, velg egnet fargevariant av **VELITEFLO LV**.
- Fjern hatten fra den valgte sprøyten og fest en nålepått godt fast.
- Sørg for at kaviteten er tilfredsstillende rengjort i henhold til bruksanvisningen for det benyttede systemet som skal brukes.
- Påfør et klebemiddel i henhold til produsentens anvisninger.
- Anvend den lodgule væske fargevarianten og plasser komposit i krompet av 1–2 mm i den klargjorte kaviteten.
- Lysforhærdning i 20 sekunder. Fortsett å bygge opp komposit som ønsket.

HYGIENE: Sett luerlock-hatten tilbake på sprøyten. Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsesdækning for å unngå kontaminering av sprøyten under behandlingen.
AVHENDING: Se kommunale forskrifter eller avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter for avfall.
LAGRINGSBETINGELSER: Oppbevares ved stuetemperatur (20–25 °C/68–77 °F).
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for å erstatte produkter som påvises er mangelfulle. BISCO, Inc. tar ikke ansvar for eventu- elle skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte, som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke bruke produktet slik det er beskrevet. For bruk, er det brukers ansvr å vurdere om produktet egner seg til bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar for bruk av produktet.
MERKNAD: Rapport eventuelle alvorlige hendelser til BISCO og kompetent myndighet på stedet der brukeren og/eller pasienten befinner seg.
Sammenfanging av sikkerhet og klinisk ydeevne finnes på <https://ec.europa.eu/tools/edumad> eller er tilgjengelig på forespørsel.
For bestilling av tilbehør:
X-80608N – 50 blåe engangsspetser (22 gauge)
* VELITEFLO er et varemerke som tilhør BISCO, Inc.

en	VELITEFLO™ LV Radiopaque Low Viscosity Composite
es	VELITEFLO™ LV Resina compuesta radiopaca de baja viscosidad
fr	VELITEFLO™ LV Composité radio-opaque de faible viscosité
de	VELITEFLO™ LV Strahlennundschüssiges Komposit mit niedriger Viskosität
it	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco a bassa viscosità
sv	VELITEFLO™ LV Radiopak, lågvisköst komposit
da	VELITEFLO™ LV Røntgenpositivt komposit af lav viskositet
fi	VELITEFLO™ LV Röntgenpositiivinen pienviskoinen -komposiitti
nl	VELITEFLO™ LV Radiopake laagviskeuze composit
no	VELITEFLO™ LV radiopak komposit med lav viskositet
pt	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco de baixa viscosidade
el	VELITEFLO™ LV Ακτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
ru	VELITEFLO™ LV Аκτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
bg	VELITEFLO™ LV Рентгеноконтрастен композитен материал с ниска вискозитет

VELITEFLO LV er et lyshærdet, meget røntgenfast mikrohybridkomposit med et lavt elasticitetsmodul.
Indikationer for brug:

- Kavitetliner (klasse I eller klasse II)
- Forsørging av grop og fissurer
- Førebrydende harrestaureringer
- Blockering underskæringer

Advarsler:

- Deser det udsættesk sprøtes i øyet, skyl med rikelige mængder vand og søk legebeholdt øyeblikkelig. Ved kontakt med annet vev, skyl øyeblikkelig med rikelige mængder vann i flere minutter.

Tilsett bruker: Licensiert tannlege.
Forsholdsregler:
Krysskontaminasjon:

- Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kasser brukte eller kontaminierte spiser. Må ikke rengjøres, desinfiseres eller brukes på nytt.
- Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsesdækning for å unngå kontaminering av sprøyten under behandlingen. Kast sprøyten hvis den blir kontaminert. Skall de kassene, den er brukt under engangs- eller desinfiseres.

Forsholdsregler:

- Unngå kontakt med huden. Polymeriserede resin kan forårsake hudsensitivitet hos påvrligke personer. Hvis det kommer i kontakt med huden, vask med såpe og vann.
- Ved bruk av dentale klebemidler vil kontaminering med sputt kraftig svekke dentinets heftevne.
- Se de individuelle komponenterfor for spesifikke utløbsdatoer.
- Pasienten og tannpersonellet bør bære beskyttelsesbriller.
- Fila de datos de seguridad disponibles en www.bisco.com.
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com.
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com.
- Brugsanvisning lms tilgjengelig på www.bisco.com.
- Brugsanvisning er tilgjengelig på www.bisco.com.

Hjelpesme råd:

- Restaureringen kan virke vglit og polert umiddelbart efter plassering, men et oksygeninhibertlag er tilstede og må fjernes for å forhindre misting.

BRUKSANVISNING

- Før isolering, velg egnet fargevariant av **VELITEFLO LV**.
- Fjern hatten fra den valgte sprøyten og fest en nålepått godt fast.
- Sørg for at kaviteten er tilfredsstillende rengjort i henhold til bruksanvisningen til det benyttede bindingsystem som skal brukes.
- Påfør et klebemiddel i henhold til produsentens anvisninger.
- Anvend den lodgule væske nyanse og plasser 1–2 mm slag av komposit i hålet/groven.
- Lysforhærdning av hvert lag i 20 sekunder. Fortsett med å bygge opp et nytt lag etter behov.

HYGIENE: Sett luerlock-hattene tilbake på sprøyten. Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsesdækning for å unngå eventuell kontaminering av sprutten under behandling/rengjøring.
BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for affald. Hvis disse ikke finnes, henvises til de nasjonale eller regionale forskrifter for affald.
LAGRINGSBETINGELSER: Oppbevares ved stuetemperatur (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for alt bytta ut produkter om de vises vara defekta. BISCO, Inc. tar inte på sig något ansvar for skador eller förlust, varken direkt eller indirekt, som har sin grund i användningen eller förmågan att använda produkterna enligt beskrivning. Det är användarens ansvar att före användning fastställa produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Användaren tar på sig alla risker och alla ansvar i samband med detta.
BEMERK: Rapportera alla allvariga händelser till BISCO och den behöriga myndigheten i staten eller landet där användaren eller patienten er etablerad.
Sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda finns på <https://ec.europa.eu/tools/edumad> eller tillgängligt på begårn.
För ombeställning av tillbehör:
X-80608N – 50 blåe engångsspetser (22 gauge)
* VELITEFLO är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc.

en	VELITEFLO™ LV Radiopaque Low Viscosity Composite
es	VELITEFLO™ LV Resina compuesta radiopaca de baja viscosidad
fr	VELITEFLO™ LV Composité radio-opaque de faible viscosité
de	VELITEFLO™ LV Strahlennundschüssiges Komposit mit niedriger Viskosität
it	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco a bassa viscosità
sv	VELITEFLO™ LV Radiopak, lågvisköst komposit
da	VELITEFLO™ LV Røntgenpositivt komposit af lav viskositet
fi	VELITEFLO™ LV Röntgenpositiivinen pienviskoinen -komposiitti
nl	VELITEFLO™ LV Radiopake laagviskeuze composit
no	VELITEFLO™ LV radiopak komposit med lav viskositet
pt	VELITEFLO™ LV Composito radiopaco de baixa viscosidade
el	VELITEFLO™ LV Ακτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
ru	VELITEFLO™ LV Аκτινοεπαρκές σύνθετο ρητίνης χαμηλού βύσους
bg	VELITEFLO™ LV Рентгеноконтрастен композитен материал с ниска вискозитет

VELITEFLO LV er et lyshærdet, meget røntgenfast mikrohybridkomposit med et lavt elasticitetsmodul.
Indikationer for brug:

- Kavitetliner (klasse I eller klasse II)
- Forsørging av grop og fissurer
- Førebrydende harrestaureringer
- Blockering underskæringer

Advarsler:

- Deser det udsættesk sprøtes i øyet, skyl med rikelige mængder vand og søk legebeholdt øyeblikkelig. Ved kontakt med annet vev, skyl øyeblikkelig med rikelige mængder vann i flere minutter.

Tilsett bruker: Licensiert tannlege.
Forsholdsregler:
Krysskontaminasjon:

- Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kasser brukte eller kontaminierte spiser. Må ikke rengjøres, desinfiseres eller brukes på nytt.
- Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsesdækning for å unngå kontaminering av sprøyten under behandlingen. Kast sprøyten hvis den blir kontaminert. Skall de kassene, den er brukt under engangs- eller desinfiseres.

Forsholdsregler:

- Unngå kontakt med huden. Polymeriserede resin kan forårsake hudsensitivitet hos påvrligke personer. Hvis det kommer i kontakt med huden, vask med såpe og vann.
- Ved bruk av dentale klebemidler vil kontaminering med sputt kraftig svekke dentinets heftevne.
- Se de individuelle komponenterfor for spesifikke utløbsdatoer.
- Pasienten og tannpersonellet bør bære beskyttelsesbriller.
- Fila de datos de seguridad disponibles en www.bisco.com.
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com.
- Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com.
- Brugsanvisning lms tilgjengelig på www.bisco.com.
- Brugsanvisning er tilgjengelig på www.bisco.com.

Hjelpesme råd:

- Restaureringen kan virke vglit og polert umiddelbart efter plassering, men et oksygeninhibertlag er tilstede og må fjernes for å forhindre misting.

BRUKSANVISNING

- Før isolering, velg egnet fargevariant av **VELITEFLO LV**.
- Fjern hatten fra den valgte sprøyten og fest en nålepått godt fast.
- Sørg for at kaviteten er tilfredsstillende rengjort i henhold til bruksanvisningen til det benyttede bindingsystem som skal brukes.
- Påfør et klebemiddel i henhold til produsentens anvisninger.
- Anvend den lodgule væske nyanse og plasser 1–2 mm slag av komposit i hålet/groven.
- Lysforhærdning av hvert lag i 20 sekunder. Fortsett med å bygge opp et nytt lag etter behov.

HYGIENE: Sett luerlock-hattene tilbake på sprøyten. Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsesdækning for å unngå eventuell kontaminering av sprutten under behandling/rengjøring.
BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for affald. Hvis disse ikke finnes, henvises til de nasjonale eller regionale forskrifter for affald.
LAGRINGSBETINGELSER: Oppbevares ved stuetemperatur (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F).
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for alt bytta ut produkter om de vises vara defekta. BISCO, Inc. tar inte på sig något ansvar for skador eller förlust, varken direkt eller indirekt, som har sin grund i användningen eller förmågan att använda produkterna enligt beskrivning. Det är användarens ansvar att före användning fastställa produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Användaren tar på sig alla risker och alla ansvar i samband med detta.
BEMERK: Rapportera alla allvariga händelser till BISCO och den behöriga myndigheten i staten eller landet där användaren eller patienten er etablerad.
Sammanfattning av säkerhet och klin

